

Tyrimo kodas	Tyrimo pavadinimas	Kaina, Eur	Tiriamoji medžiaga, tara	Kapiliarinis kraujas	Atlikimo laikas (po ėminio atėmimo į laboratoriją)	Stabilumas ir laikymo sąlygos	Analizatorius/PTL	Pamatinųjų biologinių verčių intervalai	Matavimo vienetai	Tyrimo metodas
KLINIKINIAI TYRIMAI										
16004	Automatinis bendras kraujo tyrimas (BKT)	5,50	Veninis kraujas Violetinis Kapiliarinis kraujas Raudona mikrovėtė	+	Tą pačią dieną	24 val. (+15...+25) °C	Sysmex XN-1000 Pure	Žr. papildomą dokumentą	-	Žr. papildomą dokumentą
16012	Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG)	4,00	Kraujas Juodas Kapiliarinis kraujas Violetinė mikrovėtė	+	Tą pačią dieną	24 val. (+15...+25) °C	SRT/II	Iki 12 m. 2-15 12-50 m. M. 2-20; V. 1-15 50-85 m. M. 3-30; V. 2-20 > 85 m. M. 4-42; V. 3-30	mm/h	Infraraudonieji spinduliai
16151	Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) iš kraujo su EDTA Δ Šis tyrimas užsakomas, kai nepaimamas juodas ENG mėgintuvėlis	4,00	Kraujas Violetinis	-	Tą pačią dieną	24 val. (+15...+25) °C	SRT/II	Iki 12 m. 2-15 12-50 m. M. 2-20; V. 1-15 50-85 m. M. 3-30; V. 2-20 > 85 m. M. 4-42; V. 3-30	mm/h	Infraraudonieji spinduliai
16013	Kraujo forminių elementų mikroskopavimas (leukograma)	6,00	Veninis kraujas Violetinis Kapiliarinis kraujas Raudona mikrovėtė	+	1 d.d.	24 val. (+15...+25) °C (tepinėlį paruošti per 2 val. nuo kraujo ėminio gavimo)	Rezus.lt Šiauliai	Žr. papildomą dokumentą	-	Mikroskopinis tyrimas
16104	Kraujo grupės (ABO) nustatymas ir Rh(D) faktoriaus nustatymas	7,00	Veninis kraujas Violetinis Kapiliarinis kraujas Raudona mikrovėtė	+	Tą pačią dieną	Tyrimas rekomenduojamas atlikti tą pačią dieną 48 val. (+2...+8)°C Ilgiau (-15...-20) °C	Rankinis testas	-	-	Hemagliutinacijos reakcija
16908	Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu	10,00	Serumas/Plazma Raudonas/Violetinis	-	Tą pačią dieną	Tyrimas rekomenduojamas atlikti tą pačią dieną 48 val. (+2...+8)°C Ilgiau (-15...-20) °C	Rankinis testas	Nerasta	-	Hemagliutinacijos reakcija
ŠLAPIMO IR IŠMATŲ TYRIMAI										
16048	Automatinis šlapimo tyrimas	6,00	Šlapimas, Steril. ind.	-	Tą pačią dieną	3 val. (+2...+8)°C	DIRUI H-500	Žr. papildomą dokumentą	-	Atspindžio fotometrinis
16054	Šlapimo mikroskopija	6,00	Šlapimas Steril. ind.	-	1 d.d.	3 val. (+2...+8)°C	VšĮ VUL SLMC	Žr. papildomą dokumentą	-	Mikroskopinis tyrimas
15966	Elektrolitų nustatymas šlapime	6,00	Šlapimas Steril. ind.	-	2 d.d.	3 val. (+2...+8)°C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15968	Albumino nustatymas paros šlapime Δ	6,00	Šlapimas Steril. ind.	-	2 d.d.	7 dienos (+2...+8)°C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15969	Kreatinino nustatymas paros šlapime Δ	6,00	Šlapimas Steril. ind.	-	2 d.d.	7 dienos (+2...+8)°C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15964	Kalcio nustatymas šlapime	6,00	Šlapimas Steril. ind.	-	2 d.d.	2 dienos (+15...+25) °C 4 dienos (+2...+8)°C 3 savaitės (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
15965	Magnio nustatymas šlapime Δ	6,00	Šlapimas Steril. ind.	-	2 d.d.	3 dienos (+15...+25) °C 3 dienos (+2...+8)°C 1 metai (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-

15972	Kortizolio paros šlapime nustatymas Δ	34,00	Šlapimas Steril. ind.	-	2 d.d.	7 dienos (+2...+8)°C 3 mėn. (-15...-20)°C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
16914	Fosforo nustatymas šlapime Δ	6,00	Šlapimas Steril. ind.	-	2 d.d.	6 mėn. (+2...+8)°C	SK Impeks	-	-	-
16064	Koprograma	8,00	Išmatos Steril. ind.	-	1 d.d.	12 val. (+2...+8)°C	Rezus.lt Šiauliai	Žr. papildomą dokumentą	-	Mikroskopinis tyrimas
16066	Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas	5,00	Išmatos Steril. ind.	-	1 d.d.	12 val. (+2...+8)°C	Rezus.lt Šiauliai	Nerasta	-	Mikroskopinis tyrimas
16067	Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas	5,00	Išmatos Steril. ind.	-	1 d.d.	12 val. (+2...+8)°C	Rezus.lt Šiauliai	Nerasta	-	Mikroskopinis tyrimas
16068	Nuograndų tyrimas spalinėms nustatyti (enterobiozė)	5,00	Išmatos Stikliukas	-	1 d.d.	24 val. (+2...+8)°C	Rezus.lt Šiauliai	Nerasta	-	Mikroskopinis tyrimas
16065	Testas slaptam kraujavimui nustatyti (IFOB)	6,00	Išmatos Steril. ind.	-	Tą pačią dieną	Geriausių rezultatų tikėtis, jei testas bus atliktas per 6 val. Nuo ėminio paėmimo. Jei negalima taip greitai atlikti mėginiai laikomi	Rankinis testas	Neigiamas	-	Imunochromatografija
17940	Helicobacter pylori nustatymas (išmatose)	14,00	Išmatos Steril. ind.	-	1 d.d.	72 val. (+2...+8)	Rankinis testas	Neigiamas	-	Kokybinis imunologinis
18976	Kalprotektino kokybinis nustatymas išmatose	24,00	Išmatos Steril. ind.	-	Tą pačią dieną	7 dienas (+2...+8)°C Ilgiau (-20)°C	Rankinis testas	Neigiamas	-	Imunochromatografija
16941	Kalprotektino ir laktoferino kokybinis nustatymas išmatose	18,00	Išmatos Steril. ind.	-	Tą pačią dieną	7 dienas (+2...+8)°C Ilgiau (-20)°C	Rankinis testas	Neigiamas	-	Imunochromatografija
18990	Kalprotektino kiekybinis nustatymas išmatose	23,00	Išmatos Steril. ind.	-	2 d.d.	7 dienas (+2...+8)°C Ilgiau (-20)°C	SK Impeks	-	-	-
17183	Roto viruso antígeno nustatymas išmatose	16,00	Išmatos Steril. ind.	-	1 d.d.	72 val. (+2...+8)°C	Rankinis testas	Neigiamas	-	-
17184	Adeno viruso antígeno nustatymas išmatose	16,00	Išmatos Steril. ind.	-	1 d.d.	72 val. (+2...+8)°C	Rankinis testas	Neigiamas	-	-
16945	Noro virusų antigenų nustatymas išmatose	16,00	Išmatos Steril. ind.	-	2 d.d.	72 val. (+2...+8)°C	VšĮ VUL SLMC	Neigiamas	-	-
17041	Moters lyties organų mikroskopija	7,00	Tepinėlis Stikliukas	-	1 d.d.	24 val. (+15...+25)°C	Rezus.lt Šiauliai	Žr. papildomą dokumentą	-	Mikroskopinis tyrimas
17042	Vyro lyties organų išskyrų tyrimas	7,00	Tepinėlis Stikliukas	-	1 d.d.	24 val. (+15...+25)°C	Rezus.lt Šiauliai	Žr. papildomą dokumentą	-	Mikroskopinis tyrimas
16056	Mikroalbuminurija (albuminų kiekis paros šlapime)	6,00	Šlapimas Steril. ind.	-	Tą pačią dieną	2 val. (+15...+25)°C	DIRUI H-500	<20	mg/l	Atspindžio fotometrinis
15218	Narkotinių medžiagų nustatymas šlapime	19,00	Šlapimas Steril. ind.	-	Tą pačią dieną	2 dienas (+2...+8)°C Ilgiau (-20)°C	Nano Checker	Neigiamas/Negavite	-	Imunologinis tyrimo metodas su vidaus kokybės kontrole
KREŠĖJIMO RODIKLIAI										
15077	Protrombino laiko nustatymas Quick'o metodu (PT/INR)	6,00	Plazma su citratu Žydras	-	Tą pačią dieną	24 val. (+15...+25)°C	Sysmex CA-600	PT 76-122 Vartojant geriamuosius antikoagulantus PT norma 15-30 % INR 0,87-1,14 Vartojant geriamus antikoagulantus INR norma 2,0-3,0	%	Koagulometrinis
15079	Fibrinogeno išskaičiavimas	5,00	Plazma su citratu Žydras	-	1 d.d.	8 val. (+15...+25)°C	VšĮ VUL SLMC	4-Feb	g/l	-

15080	Aktyvuotas dalinis tromboplastininis laikas (ADTL/APTT)	8,00	Plazma su citratu Žydras	-	Tą pačią dieną	4 val. (+15...+25) °C	Sysmex CA-600	1-6 mėn. 21-33; 6 mėn. – 1 m. 24-33; 1-5 m. 24-30; 5-10 m. 25-32; 10-18 m. 25-30; >18 m. 22-28	sek.	Koagulometrinis
15083	D-Dimerų nustatymas	12,00	Plazma su citratu Žydras	-	Tą pačią dieną	3 dienas. (+2...+8)°C Ilgiau (-25) °C	Vidas	<500	ng/ml	ELFA
KLINIKINĖS BIOCHEMIJOS TYRIMAI										
KEPENŲ FERMENTAI										
15060	Asparagininė transaminazė (AST)	3,80	Serumas Raudonas (Vengti hemolizuotų ėminių)	-	Tą pačią dieną	4 dienos (+15...+25)°C 7 dienos (+2...+8)°C	Olympus AU680	V. < 50 M. < 35 Iki 1 mėn. 25-75 1 mėn. – 1 m. 15-60 U/l.	U/l	Kinetinis UV, paremtas IFCC
15061	Alanininė transaminazė (ALT)	3,80	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	3 dienos (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8)°C	Olympus AU680	Iki 1 m. 13-45 V. < 50 M. < 35	U/l	Kinetinis UV, paremtas IFCC
15073	Gama-gliutamiltranspeptidazė (GGT)	3,80	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8)°C	Olympus AU680	Iki 6 mėn. Ber. 12-122; Mer. 15-132 6 mėn. – 1m. 1-39 1-12 m. Ber. 3-22; Mer. 4-22 12-18 m. V. 2-42; M. 4-24 > 18 m. V. <55; M. <38	U/l	Kinetinis kolorimetris, paremtas IFCC
15062	Šarminė fosfatazė (ALP)	3,80	Serumas Raudonas (Vengti stipriai hemolizuotų ėminių)	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+20...+25) °C 7 dienos (+2...+8) °C	Olympus AU680	Iki 30 d. Ber. 75-316; Mer. 48-406 30 d.-1 m. Ber. 82-383; Mer. 124-341 1-3 m. Ber. 104-345; Mer. 108-317 3-6 m. Ber. 93-309; Mer. 96-297 6-9 m. Ber. 86-315; Mer. 69-325 9-12 m. Ber. 42-362; Mer. 51-332 12-15 m. V. 74-390; M. 50-162 15-18 m. V. 52-171; M. 47-119 > 18 m. 30-120	U/l	Kinetinis kolorimetris, paremtas IFCC
15028	Bendras bilirubinas (BIL-T) Δ	3,80	Serumas Raudonas (Saugoti ėminį nuo šviesos. Vengti hemolizuotų ėminių) Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	Tą pačią dieną	1 diena (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8)°C	Olympus AU680	Iki 1 d. 24-149 1-2 d. 58-197 2-5 d. 26-205 5d. – 12 m. 5-21 > 12 m. 5-21	μmol/l	Diazo kolorimetris
15029	Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) Δ	3,80	Serumas Raudonas (Saugoti ėminį nuo šviesos) Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	Tą pačią dieną	3 dienos (+15...+25) °C 7 mėnesius (+2...+8)°C	Olympus AU680	<3,4	μmol/l	Diazo kolorimetris
15916	Netiesioginis bilirubinas	3,80	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	Tą pačią dieną	Apskaičiuojamas iš bendro bilirubino ir tiesioginio bilirubino. Žiūrėti į šių analizių stabilumą.	Olympus AU680	<12.7	μmol/l	Apskaičiuojamas pagal formulę

15063	Šarminės fosfotazės izofermentai	45,00	Serumas Raudonas	-	7 d.d.	7 dienos (+2...+8)°C	Vsį VUL SLMC	-	-	-
INKSTŲ FUNKCIJOS RODIKLIAI										
15021	Šlapalas (UREA)	3,80	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+15...+25) °C 7 dienos +2- +8 °C	Olympus AU680	Iki 1 mėn. 1,4-4,3 1 mėn. - 12 m. 1,8-6,4 > 12 m. 2,8-7,2	mmol/l	Kinetinis UV
15019	Kreatininas (CREA)	3,80	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8)°C	Olympus AU680	Iki 1 mėn. 27-87 1 mėn. - 1 m. 14-34 1-12 m. 23-68 > 12 m. M. 45-84; V. 59-104	μmol/l	Kinetinis kolorimetrinis Jaffe
-	Glomerulų filtracijos greitis (GFG) iš kreatinino serume	0,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	Apskaičiuojamas automatiškai, užsakius Kreatinina. Žiūrėti į Kreatinino stabilumą.	Olympus AU680	> 90	ml/min/1.73 m ²	Apskaičiuojamas pagal formulę
15002	Bendras baltymas (TP)	3,50	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	6 dienos (+20...+25) °C 4 savaitės (+2...+8)°C	Olympus AU680	Iki 1 mėn. 41-63 1 mėn. - 18 m. 57-80 > 18 m. 66-83	g/l	Fotometrinis kolorimetrinis
15003	Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu (baltymų frakcijos) Δ	15,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	10 dienų (+2...+8) °C 1 mėn. (-20) °C	SK Impeks	-	-	-
15009	Albuminas (ALB)	3,80	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	7 dienos (+20...+25) °C 1 mėnuo (+2...+8) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
18926	Renino (aktyvumas kraujo plazmoje) nustatymas Δ	40,00	Kraujas 2 Violetiniai mėgintuvėliai	-	2 d.d.	4 val. (+15...+25) °C Kraujo plazma nuo kraujo ląstelių turi būti atskirta kaip galima greičiau. Jei nėra galimybės ėminio pristatyti per 4 val. nuo paėmimo, atskirta nuo kraujo ląstelių plazma nedelsiant užšaldoma (-20) °C temperatūroje ir pristatoma užšaldyta. Ėminio negalima laikyti +(2...+8) °C temperatūroje	Vsį VUL SLMC	-	-	-
GLIUKOZĖS KIEKIS ORGANIZME										
15014	Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c)	10,00	Veninis kraujas Violetinis Kapiliarinis kraujas Raudona mikrovėtė	+	2 d.d.	6 dienos (+20...+25) °C 30 dienų (+2...+8)°C	Rezus.lt Šiauliai	<53 <7.0	mmol/mol	Boronato giminingumo didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC)

15012	Gliukozė (GLU) serume	3,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	Tą pačią dieną	Atskyrus jį nuo kraujo forminių elementų: 8 val. (+15...+25) °C 72 val. (+2...+8)°C	Olympus AU680	Iki 12 m. 3,3-5,6 > 12 m. 4,1-5,9 Vadovaujantis Įsakymu Nr. V-865 (2018-07-27) nėščiąjų diabetas įtariamas, kai gliukozės koncentracija nuo 5,1 iki 6,9 mmol/l.	mmol/l	Fermentinis UV (Heksokinazės)
15912	Gliukozė (GLU) plazmoje	3,00	Plazma su Na fluoridu Pilkas	-	Tą pačią dieną	72 val. (+15...+25) °C 7 dienas (+2...+8)°C	Olympus AU680	Iki 12 m. 3,3-5,6 > 12 m. 4,1-5,9 Vadovaujantis Įsakymu Nr. V-865 (2018-07-27) nėščiąjų diabetas įtariamas, kai gliukozės koncentracija nuo 5,1 iki 6,9 mmol/l.	mmol/l	Fermentinis UV (Heksokinazės)
15982	Gliukozės koncentracijos nustatymas po 1 valandos	3,00	Plazma su Na fluoridu Pilkas/ Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	Serume (atskyrus jį nuo kraujo forminių elementų): 8 val. (+15...+25) °C 72 val. (+2...+8)°C Plazmoje: 72 val. (+15...+25) °C 7 dienas (+2...+8)°C	Olympus AU680	Iki 12 m. 3,3-5,6 > 12 m. V. 4,1-5,9; > 12m. M. Vadovaujantis Įsakymu Nr. V-865 (2018-07-27) nėščiąjų diabetas įtariamas, kai gliukozės koncentracija po 1 val., išgėrus 75 g. gliukozės, ≥ 10,00 mmol/l.	mmol/l	Fermentinis UV (Heksokinazės)
15983	Gliukozės toleravimo mėginys po 2 val. plazmoje	3,00	Plazma su Na fluoridu Pilkas	-	Tą pačią dieną	72 val. (+15...+25) °C 7 dienas (+2...+8)°C	Olympus AU680	Visiems < 7,8 > 12m. M. Vadovaujantis Įsakymu Nr. V-865 (2018-07-27) nėščiąjų diabetas įtariamas, kai gliukozės koncentracija po 2 val., išgėrus 75 g. gliukozės, 8,5-11,00 mmol/l.	mmol/l	Fermentinis UV (Heksokinazės)
15013	Gliukozės toleravimo mėginys po 2 val. serume	3,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	Serume (atskyrus jį nuo kraujo forminių elementų): 8 val. (+15...+25) °C 72 val. (+2...+8)°C Plazmoje: 72 val. (+15...+25) °C 7 dienas (+2...+8)°C	Olympus AU680	Visiems < 7,8 > 12m. M. Vadovaujantis Įsakymu Nr. V-865 (2018-07-27) nėščiąjų diabetas įtariamas, kai gliukozės koncentracija po 2 val., išgėrus 75 g. gliukozės, 8,5-11,00 mmol/l.	mmol/l	Fermentinis UV (Heksokinazės)
MIKROELEMENTŲ TYRIMAI										
15030	Kalis (K) Δ	3,50	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	6 savaites (+2...+8)°C 6 savaites (+15...+25) °C (Nurodytas stabilumas galioja tuo atveju, jeigu serumas iškart po centrifugavimo atskiriamas nuo kraujo forminių elementų)	Olympus AU680	3,5-5,1	mmol/l	Elektrodai su kraunerio membrana

15031	Natris (Na) Δ	3,50	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	14 dienų (+2...+8)°C 14 dienų (+15...+25) °C (Nurodytas stabilumas galioja tuo atveju, jeigu serumas iškart po centrifugavimo atskiriamas nuo kraujo forminių elementų)	Olympus AU680	136-146	mmol/l	Elektrodai su kraurnerio membrana
15032	Chloras (Cl)	3,50	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+2...+8)°C 7 dienos (+15...+25) °C (Nurodytas stabilumas galioja tuo atveju, jeigu serumas iškart po centrifugavimo atskiriamas nuo kraujo forminių elementų)	Olympus AU680	101-109	mmol/l	Elektrodai su kraurnerio membrana
15033	Kalcis (Ca)	4,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+15...+25) °C 3 savaitės (+2...+8)°C (Nurodytas stabilumas galioja tuo atveju, jeigu serumas iškart po centrifugavimo atskiriamas nuo kraujo forminių elementų)	Olympus AU680	Iki 10 d. 1,9-2,6 10 d.- 2 m. 2,25-2,75 2-12 m. 2,2-2,7 > 12 m. 2,2-2,65	mmol/l	Fotometrinis UV
15040	Geležis (Fe)	4,00	Serumas Raudonas (Vengti hemolizės ir lipemijos) Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	Tą pačią dieną	7 dienos (+15...+25) °C 3 savaitės (+2...+8)°C (Nurodytas stabilumas galioja tuo atveju, jeigu serumas iškart po centrifugavimo atskiriamas nuo kraujo forminių elementų)	Olympus AU680	Iki 1 mėn. 17,9-44,8 1 mėn. - 1 m. 7,2-17,9 1-12 m. 9-21,5 > 12 m. M. 10,7-32,2; V. 12,5-32,2	μmol/l	Fermentinis kolorimetrinis
15120	Transferinas (TRANS)	12,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	8 dienos (+15...+25) °C 8 dienos (+2...+8)°C 6 mėn. (-15...-25) °C	SK Impeks	-	-	-
15041	Geležies bendros sujungimo gebos nustatymas (TIBC)	12,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	7 dienos (+15...+25) °C 3 savaitės (+2...+8)°C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15984	UIBC (neprisotintos geležies surišimo rodiklis)	5,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	7 dienos (+15...+25) °C 3 savaitės (+2...+8)°C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15985	Transferino įsotinimas	23,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	10 dienų (+2...+8)°C 1 mėn. (-15...-25) °C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15194	Feritinas (FERRI)	12,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė (paimti dvi mikrovetes)	+	Tą pačia dieną	24 val. (+20...25) °C 7 dienos (+2...+8)°C 12 mėn. (-15...-25) °C	Cobas e411	Iki 1 m. 12-327 1-4m. 6-67 4-7 m. 4-67 7-12 m. Mer. 7-84; Ber. 14-124 12-17 m. M. 13-68; V. 14-152 > 17 m. M. 13-150; V. 30-400	ng/ml	ECLIA

15043	Magnis (Mg)	4,00	Serumas (vengti hemolizės)	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8)°C (Nurodytas stabilumas galioja tuo atveju, jeigu serumas iškart po centrifugavimo atskiriamas nuo kraujo forminių elementų)	Olympus AU680	Iki 12 m. 0,7-1,05 > 12 m. M. 0,77-1,03; V. 0,73-1,06	mmol/l	Fermentinis kolorimetrinis
15042	Fosforas (PHOS)	4,00	Serumas (vengti hemolizės) Raudonas	-	Tą pačią dieną	1 diena (+15...+25) °C 4 dienos (+2...+8)°C	Olympus AU680	Iki 12 m. 1,29-2,26 > 12 m. 0,81-1,45	mmol/l	Fermentinis UV
15034	Jonizuotas kalcis (Ca++)	8,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	Apskaičiuojamas iš bendro kalcio ir bendro baltymo. Žiūrėti į šių analizių stabilumą.	Olympus AU680	0,98-1,13	mmol/l	Apskaičiuojama pagal formulę
15047	Varis (mikroelementas)	16,00	Spec. mėgintuvėlis mikroelementams Mėlynas/Raudonas	-	2 d.d.	24 val. (+2...+8)°C Ilgiau (-15...-25) °C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15045	Cinkas (mikroelementas)	16,00	Spec. mėgintuvėlis mikroelementams Mėlynas/Raudonas	-	7 d.d.	24 val. (+2...+8)°C Ilgiau (-15...-25) °C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ RODIKLIAI										
15026	Trigliceridai (Trig)	3,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	2 dienos (+15...+25) °C 7 dienų (+4) °C	Olympus AU680	<1,7	mmol/l	Fermentinis kolorimetrinis
15023	Bendras cholesterolis (CHOL)	4,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8)°C	Olympus AU680	<5,2	mmol/l	Fermentinis kolorimetrinis
15025	Mažo tankio cholesterolis-MTL (apskaičiuojamas pagal Friedevaldo formulę)	1,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	Apskaičiuojamas iš trigliceridų, bendro cholesterolio ir didelio tankio cholesterolio. Žiūrėti šių analizių stabilumą.	Olympus AU680	<2,6 Esant triacilglicerolių koncentracijai >4,50 mmol/l, apskaičiuojama MTL koncentracija yra netiksli. Rekomenduojama atlikti matuojamą MTL.	mmol/l	Apskaičiuojamas pagal Friedevaldo formulę
15976	MTL/LDL cholesterolis atliekamas analizatoriumi	3,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	1 diena (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8)°C	Olympus AU680	<2,6	mmol/l	Fermentinis kolorimetrinis
15024	Didelio tankio cholesterolis-DTL	2,50	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	72 val. (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8)°C	Olympus AU680	≥1,55	mmol/l	Fermentinis kolorimetrinis
15963	Lipidograma	10,50	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	Šį tyrimą sudaro: trigliceridai, bendras cholesterolis, mažo tankio cholesterolis ir didelio tankio cholesterolis. Žiūrėti šių tyrimų stabilumą.	Olympus AU680	-	-	-
15988	Lipidų aterogeniškumo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę	0,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	Apskaičiuojamas iš bendro cholesterolio ir DTL. Žiūrėti šių analizių stabilumą.	Olympus AU680	Vidutinio sunkumo rizika 3-4; Didelė rizika >4; Pažengusi aterosklerozė >7	-	Apskaičiuojamas pagal formulę

15192	Homocisteinas	25,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	4 dienos (+15...+25) °C 4 sav. (+2...+8) °C 10 mėn. (-15...-25) °C	SK Impeks	-	-	-
15929	Širdies nepakankamumo žymens NTproBNP nustatymas	35,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	4 dienos (+2...+8) °C Ilgiau > (-20) °C	Vidas	Iki 75 m. <125 >75 m. <450	pg/mL	ELFA
15196	Didelio jautrumo Troponino I nustatymas	15,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	48 val. (+2...+8) °C 4 mėnesiai < (-60) °C	Vidas	Iki 12 m. <19 M. <11 V. <25	ng/L	ELFA
17893	ST2 biožymuo	60,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	48 val. (+20...+25) °C 7 dienos (+2...+8) °C >18 mėn. -20 °C	SK Impeks	-	-	-
15222	Didelio jautrumo Troponino T (TnT) nustatymas	15,00	Serumas/Plazma Raudonas/Violetinis	-	2 d.d.	24 val. (+2...+8) °C 12 mėn. (-15...-25) °C	SK Impeks	-	-	-
LIPOPROTEINAI										
15114	Apolipoproteinas A1 (APO A1)	10,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	1 diena (+15...+25) °C 8 dienos (+2...+8) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
15115	Apolipoproteinas B (APO B)	10,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	1 diena (+15...+25) °C 8 dienos (+2...+8) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
15922	Apolipoproteinų A1 ir B santykio nustatymas (apskaičiuojamas)	0,00	-	-	2 d.d.	Apskaičiuojamas iš APO A1 ir APO B. Žiūrėti šių analizių stabilumą.	Rezus.lt Šiauliai	-	-	Apskaičiuojamas pagal formulę
15119	Lipoproteinas a [Lp(a)]	12,00	Serumas Raudonas	-	10-20 d.d.	8 val. (+15...+25) °C 48 val. (+2...+8) °C 3 mėn. (-70) °C	SK Impeks	-	-	-
15027	Lipoproteinų elektroforezė	19,00	Serumas Raudonas *Būtina papildomai užsakyti Lipidogramos tyrimą	-	7 d.d.	7 dienos (+2...+8) °C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
KASOS FUNKCIJOS RODIKLIAI										
15075	Pankreatinė amilazė (P-AMYL) serume	5,50	Serumas, (vengti hemolizės) Raudonas	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8) °C	Olympus AU680	<53	U/I	Fermentinis fotometris
15074	Alfa amilazė (α-AMYL) serume	5,50	Serumas, (vengti hemolizės) Raudonas	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8) °C	Olympus AU680	22-80	U/I	Kinetinis kolorimetris
15076	Lipazė (LIP)	5,50	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+15...+25) °C 3 sav. (+2...+8) °C	Olympus AU680	<1 m. 0-8; 1-9 m. 5-31; 9-18 m. 7-39; >18 m. <67	U/I	Fermentinis fotometris
15137	C-peptido nustatymas	17,00	Serumas Raudonas	-	Trečiadieniais	4 val. (+15...+25) °C 24 val. (+2...+8) °C 30 d. (-15...-25) °C	SK Impeks	-	-	-
UŽDEGIMINIS RODIKLIS										
18022	C reaktyvus baltymas (CRB)	6,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	Tą pačią dieną	11 dienų (+15...+25) °C 2 mėn. (+2...+8) °C	Olympus AU680	<5	mg/l	Kinetinis UV
18906	Didelio jautrumo C reaktyvus baltymas	9,00	Serumas Raudonas	-	2 d. d.	3 dienos (+2...+8) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
15927	Prokalcitoninas (PCT)	24,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	48 val. (+2...+8) °C 1 mėn. (-20) °C	Vidas	<0,25	ng/ml	ELFA
TUBERKULIOZĖS NUSTATYMO TESTAS										
18901	Tuberkuliozės (TBC) nustatymo kokybinis testas	10,00	Kraujas Violetinis Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Raudona mikrovetė	+	Tą pačią dieną	3 dienos (+2...+8) °C 3 dienos ir ilgiau (-20) °C	Rankinis testas	Neigiamas	-	Imunochromatografija

15975	QuantiFERON-TB	47,00	Spec. mėgintuvėliai Pilkas Žalias Geltonas Violetinis	-	10 d.d.	Iki 16 val. (+15...+25) °C Mėginius kuo skubiau pristatyti į PTL, nes per pirmas 16 val. turi būti pradėta inkubacija (+37) °C Penktadieniais ir prieš švenčių dienas laboratorija QuantiFERON-TB ėminių nepriima	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
KITI BIOCHEMINIAI TYRIMAI										
15018	Šlapimo rūgštis (UA)	3,80	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	3 dienos (+20...+25) °C 7 dienos (+4...+8) °C	Olympus AU680	Iki 1 mėn. 195-362 1 mėn. - 1m. 180-340 1-12 m. 205-420 >12 m. M. 154,7-357; V. 208,3-428,4	μmol/l	Fermentinis kolorimetrinis
15067	Kreatinkinazė (CK)	6,00	Serumas Raudonas (Vengti hemolizuotų eminių)	-	Tą pačią dieną	4 val. (+15...+25) °C 8-12 val. (+2...+8)°C	Olympus AU680	Iki 1 d. <712 1-5 d. <652 5d. - 6 mėn. <295 6 mėn. - 1 m. <203 1-3 m. <228 3-6 m. <149 6-12 m. Ber. <247; Mer. <154 12-17 m. M. <123; V. <270 >17 m. M. <145; V. < 171	U/l	Kinetinis UV
15068	Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) aktyvumo nustatymas	18,00	Serumas Raudonas	-	7 d.d.	2 dienos (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8)°C 4 sav. (-15...-25) °C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15071	Laktatdehidrogenazė (LDH)	6,00	Serumas Raudonas (Vengti hemolizuotų eminių) *Atliekant iš kapiliarinio kraujo, koncentracija gali būti didesnė.	-	2 d.d.	7 dienos (+15...+25) °C 4 dienas (+2...+8)°C 6 savaites (-20) °C	SK Impeks	-	-	-
18050	Reumatoidinis faktorius (RF)	8,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	1 diena (+20...+25) °C 8 dienos (+4...+8) °C (Nurodytas stabilumas galioja tuo atveju, jeigu serumas iškart po centrifugavimo atskiriamas nuo kraujo forminių elementų)	Olympus AU680	Iki 1 d. ≤4,4 1-5 d. ≤4,6 6 d. - 6 mėn. ≤3,8 6 mėn.- 6 m. ≤5,5 6-12 m. ≤5,3 12-17 m. M. ≤4,2; V. ≤8,6 >17 m. ≤14	IU/ml	Imunoturbidimetrinis
18016	Antistreptolizino O (ASLO) kiekybinis nustatymas	11,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	Tą pačią dieną	2 dienos (+20...+25) °C 8 dienos (+2...+8) °C (Nurodytas stabilumas galioja tuo atveju, jeigu serumas iškart po centrifugavimo atskiriamas nuo kraujo forminių elementų)	Olympus AU680	Iki 12 m. ≤150 > 12 m. ≤200	IU/ml	Imunoturbidimetrinis

15955	Litis	16,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	1 diena (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8) °C 6 mėnesiai (-15...-20)°C	SK Impeks	-	-	-
18900	Ciklinio citrulinuoto peptido antikūnai (Anti CCP)	20,00	Serumas Raudonas	-	3 d.d.	6 dienos (+2...+8) °C 1 mėn. (-15...-20)°C	Alegria	Visiems: <20	U/ml	ELISA
15930	Cholinesterazė (CHE)	8,00	Serumas Raudonas	-	10-20 d.d.	6 val. (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8) °C 1 metai (-15...-20)°C	SK Impeks	-	-	-
15162	Somatomedino C (augimo faktoriaus IGF-1) nustatymas radioimuniniu metodu	8,00	Serumas Raudonas	-	14 d.d.	48 val. (+2...+8) °C 3 mėn. (-15...-20) °C	VšĮ VUL LMC	-	-	-
15111	Ceruloplazmino koncentracijos nustatymas	21,00	Serumas Raudonas	-	Trečiadieniais	12 sav. (+2...+8) °C	SK Impeks	-	-	-
SKYDLIAUKĖS HORMONŲ TYRIMAI										
15126	Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TSH/TTH)	8,00	Serumas, Raudonas	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+2...+8)°C 1 mėn. (-20) °C	Roche Cobas e411	0 d.-6 d. 0,7-20 6 d.-3 mėn. 0,72-12,7 3-12 mėn. 1,02-6,75 1-6 m. 1,09-6,07 6-11 m. 1,13-5,34 11-20 m. 1,01-5,09 >20 m. 0,27-4,20 Nėštumo metu I trimestras: 0,1-2,5 Nėštumo metu II trimestras: 0,2-3,0 Nėštumo metu III trimestras: 0,3-3,5 Moterys 20-39 m., vartojant kontraceptikus: 0,59-5,09 Moterys 40-69 m., vartojant kontraceptikus: 0,3-2,88	mIU/L	ECLIA
15124	Laisvas tiroksinas (FT4/LT4)	8,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+2...+8)°C 30 dienų (-20) °C	Roche Cobas e411	0-6 d. 11,0-32,1 6 d.-3 mėn. 11,5-28,4 3-12 mėn. 13,3-20,5 1-6 m. 13,4-20,1 6-11 m. 12,9-19,7 11-20 m. 11,6-19,6 >20 m. 12,0-22,0 Nėštumo metu I trimestras: 12,1-19,6 Nėštumo metu II trimestras: 9,63-17,0 Nėštumo metu III trimestras: 8,39-16,0	pmol/l	ECLIA
15130	Laisvas trijodtironinas (FT3/LT3)	9,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+2...+8)°C 30 dienų (-20) °C	Roche Cobas e411	0-6 d. 2,62-10,1 6 d.-3 mėn. 2,99-9,53 3-12 mėn. 5,19-8,46 1-6 m. 5,3-8,25 6-11 m. 5,42-7,93 11-20 m. 4,77-7,52 >20 m. 3,1-6,8 Nėštumo metu I trimestras: 3,78-5,97 Nėštumo metu II trimestras: 3,21-5,45 Nėštumo metu III trimestras: 3,09-5,03	pmol/l	ECLIA

18010	Antitiroperoksidazė (ATPO) (skydliaukės mikrosominiai autoantikūnai)	12,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	3 dienos (+2...+8) °C 1 mėn. (-20) °C	Roche Cobas e411	0-6 d.: <66 6 d.-3 mėn.: <38,5 3-12 mėn.: <27,5 1-6 m.: <12,4 6-12 m.: <18,1 12-20 m.: <19,8 >20 m.: <34 Nėštumo metu I trimestras: <64 Nėštumo metu II trimestras: <50,8 Nėštumo metu III trimestras: <123	IU/ml	ECLIA
15129	Trijodtironinas (T3)	12,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	Po centrifugavimo atskirtas kraujo serumas gabenamas šaltai (+2...+8)°C temperatūroje	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15122	Tiroksinas (T4)	12,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	Po centrifugavimo atskirtas kraujo serumas gabenamas šaltai (+2...+8)°C temperatūroje	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15132	Tiroglobulinas (Tg)	14,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	48 val. (+15...+25) °C 72 val. (+2...+8) °C 1 mėn. (-15... -20) °C	SK Impeks	-	-	-
18011	Antikūnai prieš tiroglobuliną (Anti-Tg)	14,00	Serumas Raudonas	-	3 d.d.	6 dienos (+2...+8) °C	Alegria	Neigiama <100; Ribinė reikšmė 100-150; Teigiama >150	IU/ml	ELISA
15176	Kalcitonino nustatymas Δ	15,00	Serumas Raudonas	-	2 d. d.	Po centrifugavimo atskirtas ir užšaldytas kraujo serumas pristatomas užšaldytas	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
18981	Anti-TSRH (antikūnai prieš TSH receptorius)	25,00	Serumas Raudonas	-	Trečiadieniais	3 dienos (+2...+8) °C 1 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
KITI HORMONŲ TYRIMAI										
15146	Luteinizuojantis hormonas (LH)	11,00	Serumas Raudonas	-	I ir III	14 dienų (+2...+8)°C 6 mėnesiai (-20)°C	Cobas e411	> 12 m. V. 1,7-8,6 > 12 m. M. Folikulinė:2,4-12,6; Ovuliacinė: 14,0-95,6; Luteininė:1,0-11,4; Postmenopauzė: 7,7-58,5	IU/l	ECLIA
15148	Folikulų stimuliuojantis hormonas (FSH)	11,00	Serumas Raudonas	-	I ir III	14 dienų (+2...+8)°C 6 mėnesiai (-20)°C	Cobas e411	> 12 m. 1,5-12,4 > 12 m. M. Folikulinė:3,5-12,5; Ovuliacinė: 4,7-21,5; Luteininė: 1,7-7,7; Postmenopauzė: 25,8-134,8	IU/l	ECLIA
15144	Prolaktinas (Prol)	11,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną.	14 dienų (+2...+8)°C 6 mėnesiai (-20)°C	Cobas e411	1 mėn.- 1 m. Mer. 4,26-636,20; Ber. 6,40- 614,90 1-3 m. Mer. 21,3-363,83; Ber. 48,94-280,85 3-6 m. Mer. 34,04-278,72; Ber. 17,02- 359,60 6-9 m. Mer. 6,4-274,5; Ber. 40,43-246,81 9-12 m. Mer. 40,43-204,26; Ber. 19,15- 274,49 12-15 m. M. 63,83-306,38; V. 30,04-353,2 15-18 m. M. 44,68-391,5; V. 57,45-323,4 > 18 m. M. 102-496; V. 86-324	mIU/L	ECLIA

17935	Makroprolaktino kiekio nustatymas	48,00	Serumas Raudonas	-	7 d. d.	14 dienų (+2...+8) °C 6 mėn. (-15... -20) °C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15157	Kortizolis (COR)	11,00	Serumas Raudonas	-	I ir III	24 val. (+20...+25) °C 4 dienos (+2...+8)°C 12 mėn. (-20) °C	Cobas e411	Kortizolis ryte: 133-537 Kortizolis vakare: 68,2-327	nmol/l	ECLIA
17950	Kortizolis (COR) ryte									
17951	Kortizolis (COR) vakare									
15141	Progesteronas (PROG)	11,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	1 diena (+20...+25) °C 5 dienos (+2...+8)°C 6 mėnesiai (-20) °C	Cobas e411	> 12 m. M. Sveikos moterys: Folikulinė fazė <0,159-0,616; Ovuliacijos f. 0,175-13,2; Luteininė f. 13,1-46,3; Pomenopauzė <0,159-0,401. Nėščios moterys: I trimestras 35,0-141,0; II tr. 80,8-265,0; III tr. 187,0-679,0 > 12 m. V. <0,159-0,474	nmol/l	ECLIA
15142	17-hidroksiprogesterono kiekybinis nustatymas Δ	29,00	Serumas Raudonas	-	7 d. d.	14 dienų (+2...+8) °C 6 mėn. (-15...-20) °C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15139	Estradiolis (E2)	11,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	24 val. (+20...+25) °C 2 dienos (+2...+8)°C 6 mėnesiai (-20) °C	Cobas e411	Iki 12 m. Mer. 22,0–99; Ber. 18,4–73 > 12 m. M. Sveikos moterys: Folikulinė f. 114-332; Ovuliacinė f. 222-1959; Luteininė f. 222-854 Pomenopauzė <18,4-505. Nėščios moterys I trimestras:563-11902; II tr. 5729-78098; III tr. 31287->110100. > 12 m. V. 41,4-159	pmol/l	ECLIA
15150	Testosteronas (TESTO)	11,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	1 savaitė (+2...+8)°C 6 mėnesiai (-20) °C	Cobas e411	Iki 12 m. 0-0,7 12-18 m. M. Normų ribos pagal Tanerio stadiją: 1 stadija <0.0867-0.2115; 2 stadija <0.0867-0.3606; 3 stadija <0.0867-0.8217; 4 stadija <0.0867-0.9292; 5 stadija 0.1595-1.3279 nmol/l 12-18 m. V. Normų ribos pagal Tanerio stadiją: 1 stadija <0.0867; 2 stadija <0.0867-14.9782; 3 stadija 2.2502-26.9746; 4 stadija 6.2409-26.4545; 5 stadija 6.5183-30.5804 nmol/l 18-19 m. M. Normų ribos pagal Tanerio stadiją: 1 stadija <0.0867-0.2115; 2 stadija <0.0867-0.3606; 3 stadija <0.0867-0.8217; 4 stadija <0.0867-0.9292; 5 stadija 0.1595-1.3279 nmol/l 18-19 m. V. Normų ribos pagal Tanerio stadiją: 1 stadija <0.0867; 2 stadija <0.0867-14.9782; 3 stadija 2.2502-26.9746; 4 stadija 6.2409-26.4545; 5 stadija 6.5183-30.5804 nmol/l 19-50 m. M. 0,29-1,67; V. 8,64-29 > 50 m. M. 1,101-1,42; V. 6,68-25,7	nmol/l	ECLIA
15987	Laisvas testosteronas apskaičiuojamas pagal formulę	0,00	Serumas Raudonas	-	I ir III	Apskaičiuojamas iš testosterono, SHBG ir albumino. Žiūrėti į šių tyrimų stabilumą.	Cobas e411	Visiems: 2-3	%	Apskaičiuojamas pagal formulę
15164	Parathormonas (PTH)	13,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	8 val. (+15...+25) °C 2 dienos (+2...+8)°C 6 mėnesiai (-15...-20) °C	Vidas	Visiems: 9,2-44,6	pg/mL	ELFA

15159	Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4)	13,00	Serumas Raudonas	-	I ir III	14 dienų (+2...+8)°C 12 mėnesių (-20)°C	Cobas e411	1-7 d. 2,93-16,5 7d.-1 mėn. 0,86-11,7 1mėn.-12 mėn. 0,09-3,35 1-4 m. 0,01-0,53 4-9 m. 0,08-2,31 9-12 m. 2,68-9,23. 12-14 m. M. 0,92-7,6; V. 0,66-6,7 14-19 m. M. 1,77-9,99; V. 1,91-13,4 19-24 m.: M. 4,02-11; V. 5,73-13,4 24-34 m. M. 2,68-9,23; 4,34-12,2 34-44 m. M. 1,65-9,15; V. 2,41-11,6 44-54 m. M. 0,96-6,95; V. 1,2-8,98 54-64 m. M. 0,51-5,56; V. 1,4-8,01 64-74 m. M. 0,26-6,68; V. 0,91-6,76 >74 m. M. 0,33-4,18; V. 0,44-3,34	μmol/l	ECLIA
15153	Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG)	13,00	Serumas Raudonas	-	I ir III	3 dienos (+2...+8)°C 1 mėnesis (-20)°C	Cobas e411	20-49 m. M. 32,4-128; V. 18,3-54,1 > 49 m. M. 27,1-128; V. 20,6-76,7	nmol/l	ECLIA
18902	Laisvas androgenų indeksas	0,00	Serumas Raudonas	-	I ir III	Apskaičiuojamas iš testosterono ir SHBG. Žiūrėti į šių tyrimų stabilumą.	Cobas e411	>12m. M. 0,9-22; V. 11,1-33,8	-	Apskaičiuojamas pagal formulę
15961	Žmogaus-beta chorioninis gonadotropinas (HCG+β) (nėštumo testas)	15,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	3 dienos (+2...+8)°C 12 mėn. (-20)°C	Cobas e411	> 12m. V. ≤2,0 > 12 m. M.: Nenėščiosioms: ≤5,3. Nėščiosioms: 3sav.5,8-71,2; 4sav.9,5-750; 5sav.217-7138; 6sav.158-31795; 7sav.3697-163563. Premenopauzinis ≤1,00; Pomenopauzinis ≤ 7,00.	mIU/ml	ECLIA
15908	Antimulerinis hormonas (AMH)	35,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	4 val. +18-+25 °C 8 val. (+2...+8)°C Serumas atskirtas nuo forminių kraujo elementų: 5 dienos (+2...+8)°C 6 mėn. (-25) °C	Vidas	18-25 m. 1,62-8,4 25-29 m. 1,2-8,76 29-35 m. 0,8-8,18 35-40 m. 0,11-6,72 40-45 m. 0,1-5,78	ng/ml	ELFA
15161	Žmogaus augimo hormonas (somatotropinis hormonas) (STH)	12,00	Serumas Raudonas	-	2 d. d.	8 val. (+2...+8)°C 2 mėn. (-20)°C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15166	Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH) Δ	17,00	Kraujas Violetinis (Mėgintuvėlis prieš imant ėminį turi būti atšaldytas)	-	2 d. d.	2 valandas (+15...+25) °C Kraujo ėminys turi būti gabenamas tarp ledų	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15155	Laisvo beta chorioninis gonadotropinas (Laisvas beta HCG)	23,00	Serumas Raudonas	-	2 d. d.	8 val. (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8) °C 10 mėnesiai (-15... -20) °C	SK Impeks	-	-	-
15154	Žmogaus chorioninio gonadotropino nustatymas	15,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	3 dienos (+2...+8)°C 12 mėn. (-15... -20) °C	SK Impeks	-	-	-
HEPATITŲ DIAGNOSTIKOS TYRIMAI										
17148	Hepatito B paviršinis antigenas (HBs Ag)	9,00	Serumas Raudonas	-	II ir IV	5 dienos (+2...+8)°C 3 mėn. (-20) °C	Rezus.lt Šiauliai	Visiems: Neigiamas <0,9; Ribinis <0,9-1,0; Teigiamas >1,0.	COI	ECLIA

17158	Hepatitis B DNR tyrimas	62,00	Kraujas 2 Violetiniai mėgintuvėliai/Specialus mėgintuvėlis su EDTA antikoaguliantu ir skiriamuoju geliu	-	14 d.d.	Mėginiai į laboratoriją turi būti pristatyti darbo dienomis per 2 val. nuo paėmimo. Laikant ilgiau negu 4 val. ėminį, paimtą į mėgintuvėlį su skiriamuoju geliu galima nucentrifuguoti ir laikyti (+2...+8)°C temperatūroje iki 24 val.	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
17150	Hepatitis B viruso (HBV) HBcor antikūnai	12,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	5 dienos +2+8°C 3 mėn. -15 -20°C	SK Impeks	-	-	-
17155	Hepatitis B viruso (HBV) HBs antikūnai	13,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	3 d. +20-+25 °C 6 dienos +2+8°C 3 mėn. -15 -20°C	SK Impeks	-	-	-
17146	Hepatitis A viruso antikūnai (Anti-HAV)	12,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	7 dienos (+2...+8) °C 3 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
17145	Hepatitis A viruso (HAV) IgM	12,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	7 dienos (+2...+8) °C 6 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
17159	Hepatitis C viruso (HCV) kiekybinis antikūnų nustatymas	12,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	7 dienas (+2...+8) °C Ilgiau (-20) °C	Maglumi 4000	Visiems: Neigiamas <1.0; Teigiamas ≥1.0.	AU/ml	CLIA
17165	Hepatitis C RNR kiekybinis tyrimas	50,00	Kraujas 2 Violetiniai mėgintuvėliai/Specialus mėgintuvėlis su EDTA antikoaguliantu ir skiriamuoju geliu	-	7 d.d.	Mėginiai į laboratoriją turi būti pristatyti darbo dienomis per 2 val. nuo paėmimo. Laikant ilgiau negu 4 val. ėminį, paimtą į mėgintuvėlį su skiriamuoju geliu galima nucentrifuguoti ir laikyti (+2...+8)°C temperatūroje iki 24 val.	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
17153	Hepatitis B viruso (HBV) HBe Ag antigenas	18,00	Serumas Raudonas	-	7 d.d.	5 dienos (+2...+8) °C 3 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
VĖŽINIAI ŽYMENYS										
15181	Alfa fetoproteinas (AFP) (kiaušidžių, kepenų, kiaušidės germinaliųjų ląstelių, sėklidžių vėžinis žymuo)	12,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+2...+8) °C 3 mėnesiai (-20) °C	Roche Cobas e411	M. <5,8; Pagal nėštumo savaites: 14sav.<23.2; 15sav.<25.6; 16sav.<30.0; 17sav.<33.5; 18sav.<40.1; 19sav.<45.5. V. <5,8	IU/ml	ECLIA
15179	Karcinoembrioninis antigenas (CEA) (storosios žarnos, plonosios žarnos, kolorektalinis, kepenų, krūties vėžinis žymuo)	12,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	7 dienos (+2...+8) °C 6 mėnesiai (-20) °C	Roche Cobas e411	<12 m. <3,8 12-40 m. <4,7 12-40 m. Nerūkantieji: ≤ 3,8, Rūkantieji: ≤ 5,5; >40 m. <5,2 >40 m. Nerūkantieji: ≤ 5,0, Rūkantieji: ≤ 6,5.	ng/mL	ECLIA
15182	Krūties vėžio žymuo Ca 15-3	13,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	5 dienos (+2...+8) °C 3 mėnesiai (-20) °C	Roche Cobas e411	Visiems: <26.2	U/ml	ECLIA
15183	Kasos vėžio žymuo Ca 19-9	13,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	30 dienų (+2...+8) °C 3 mėnesiai (-20) °C	Roche Cobas e411	Visiems: <27	U/ml	ECLIA
15184	Kiaušidžių vėžio žymuo Ca 125	13,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	5 dienos (+2...+8) °C 3 mėnesiai (-20) °C	Maglumi 4000	Visiems: <35	U/ml	ECLIA

15902	Skrandžio vėžio žymuo Ca 72 – 4	16,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	30 dienų (+2...+8) °C 3 mėnesiai (-20) °C	Roche Cobas e411	Visiems: <6.9	U/ml	ECLIA
15901	Plaučių vėžio žymuo CYFRA 21-1	18,00	Serumas Raudonas	-	Trečiadieniais	4 savaites (+2...+8) °C 6 mėn. (-15...-25) °C	SK Impeks	-	-	-
15185	PSA (Prostatos specifinis antigenas)	10,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	5 dienos (+2...+8) °C 24 savaitės (-20) °C	Roche Cobas e411	Iki 40 m. <1,4 40-49 m. <2 49-59 m. <3,1 59-69 m. <4,1 > 69 m. <4,4	ng/mL	ECLIA
15186	Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas (Laisvo-PSA)	12,00	Serumas Raudonas	-	Trečiadieniais	5 dienos (+2...+8) °C 12 savaitių (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
15187	Santykis Laisvo-PSA su bendru PSA (apskaičiuojamas iš laisvo PSA ir PSA)	0,00	-	-	2 d.d.	Apskaičiuojamas iš laisvo PSA ir PSA. Žiūrėti į šių tyrimų stabilumą.	SK Impeks	-	-	Apskaičiuojamas pagal formulę
15904	Epitelinis kiaušidžių vėžio žymuo HE4	35,00	Serumas Raudonas	-	II ir IV	5 val. (+15...+25) °C 48 val. (+2...+8) °C 12 sav. (-20) °C	Maglumi 4000	M. Iki 40 m. <60.5 40-49 m. <76.2 49-59 m. <74.3 59-69 m. <82.9 >69 m. <104	pmol/l	CLIA
17512	Roma skalė: postmenopauzė	0,00	Serumas Raudonas	-	II ir IV	Apskaičiuojama iš CA 125 ir HE4. Žiūrėti į šių tyrimų stabilumą.	Maglumi 4000	ROMA įvertis >=29.9% didelė kiaušidžių vėžio rizika. ROMA įvertis <29.9 % maža kiaušidžių vėžio rizika	%	Apskaičiuojama pagal formulę
17511	Roma skalė: premenopauzė	0,00	Serumas Raudonas	-	II ir IV	Apskaičiuojama iš CA 125 ir HE4. Žiūrėti į šių tyrimų stabilumą.	Maglumi 4000	ROMA įvertis >=11.4% didelė kiaušidžių vėžio rizika. ROMA įvertis <11.4 % maža kiaušidžių vėžio rizika.	%	Apskaičiuojama pagal formulę
15175	Osteokalcinas N-Mid (kaulų apykaitos, formavimosi žymuo)	19,00	Serumas Raudonas	-	Pirmadieniais	8 val. (+15...+25) °C 3 dienos (+2...+8) °C 3 mėn. (-20) °C	InMedica	-	-	-
16901	Vėžio žymuo Tumor M2-PK išmatose (dėl storosios žarnos vėžio)	40,00	Išmatos Steril. Ind.	-	30 d.d.	1 diena (+2...+8) °C 4 sav. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
18972	Pro gastrino relizinis propeptidas – ProGRP (Plaučių vėžio žymuo)	55,00	Plazma Violetinis	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...- 25) °C	SK Impeks	-	-	-
15907	Baltymas S100 (melanosos metastazių žymuo)	26,00	Serumas Raudonas	-	Trečiadieniais	8 val. (+15...+25) °C 2 dienos (+2...+8) °C 3 mėn. (-20) °C	SK Impeks	-	-	-
18974	Žmogaus epiderminio augimo faktoriaus receptorius/neuroblastoma - Her-2/neu (krūties vėžio žymuo)	85,00	Serumas Raudonas	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...- 25) °C	SK Impeks	-	-	-
18046	Periferinio kraujo ląstelių imunofenotipavimas tėkmės citometrijos būdu (1 žymens nustatymas)	50,00	Plazma Žalias	-	10 d.d.	Iki 6 val. (+15...+25) °C Pristatyti ėminį į laboratoriją iki 12 val. Penktadieniais ir prieš švenčių dienas laboratorija ėminių nepriima.	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
ALERGINIAI TYRIMAI										

18032	Imunoglobulinas E (IgE)	10,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė (paimti dvi mikrovetes)	+	Tą pačią dieną	7 dienos (+2...+8)°C 6 mėnesiai (-20) °C	Cobas e411	Iki 1 mėn. <1,5 1 mėn. - 1 m. <15 1-5 m. <60 5-9 m. <90 9-15 m. <200 >15 m. <100	IU/ml	ECLIA
10001	Mišri alergenu paletė (Euroimmun)	60,00	Serumas Raudonas	-	Kevirtadienis	14 dienų (+2...+8)°C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
10002	Maisto alergenu paletė (Euroimmun)	60,00	Serumas Raudonas	-	Kevirtadienis	14 dienų (+2...+8)°C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
10003	Įkvepiamųjų alergenu paletė	60,00	Serumas Raudonas	-	Kevirtadienis	14 dienų (+2...+8)°C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
10009	Mišri alergenu paletė (27 alergenai, Euroimmun)	60,00	Serumas Raudonas	-	Kevirtadienis	14 dienų (+2...+8)°C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
19534	Laktozės netoleravimą lemiančio genetinio faktoriaus nustatymas PGR	60,00	Kraujas Violetinis	-	7 d. d.	72 val. (+2...+8)°C 1 mėn. (-20) °C	SK Impeks	-	-	-
15017	Laktato koncentracijos nustatymas	15,00	Plazma Žalias	-	2 d.d.	3-4 dienas (+2...+8) °C 30 dienų (-20) °C	VŠĮ VUL SLMC	-	-	-
18966	Histaminas plazmoje	15,00	Plazma Violetinis	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-25) °C	SK Impeks	-	-	-
10017	Triptazės nustatymas Δ	50,00	Serumas Raudonas (Ėminys turi būti imamas ne anksčiau kaip po 15 min ir ne vėliau kaip po 3 val. nuo anafilaksinės reakcijos pradžios)	-	10-20 d.d.	(+2...+8) °C, nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
10012	Pavienis dažnas alergenai (išsirenkama iš katalogo) atliekamas Phadia CAP sistema	28,00	Serumas Raudonas	-	7 d. d.	14 dienų (+2...+8)°C	Alergomedica	-	-	-
10028	Pavienis retas alergenai (išsirenkama iš katalogo)	55,00	Serumas Raudonas	-	11 d. d.	14 dienų (+2...+8)°C	Alergomedica			
10013	Pavienis dažnas alergenai (išsirenkama iš katalogo)	39,00	Serumas Raudonas	-	7 d. d.	14 dienų (+2...+8)°C	Alergomedica			
10013	Pavienis dažnas alergeno komponentas (išsirenkama iš katalogo)	49,00	Serumas Raudonas	-	7 d. d.	14 dienų (+2...+8)°C	Alergomedica			
10029	Pavienis retas alergeno komponentas (išsirenkama iš katalogo)	59,00	Serumas Raudonas	-	11 d. d.	14 dienų (+2...+8)°C	Alergomedica			
10025	ALEX Makrogardelė 296 išsamiausias alergenu paketas	189,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė (paimti dvi mikrovetes)	+	II ir IV *Kraujo ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	14 dienų (+2...+8)°C	Alex	-	-	Kietos fazės imunofermentinis
IMUNOGLOBULINŲ TYRIMAI										
18025	Imunoglobulino A (IgA) nustatymas	13,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	8 mėn. (+2...+8)°C	SK Impeks	-	-	-
18027	Imunoglobulino G (IgG) nustatymas	13,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	8 mėn. (+2...+8)°C	SK Impeks	-	-	-
18026	Imunoglobulino M (IgM) nustatymas	13,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	4 mėn. (+2...+8)°C	SK Impeks	-	-	-
18929	Imunoglobulino D (IgD) nustatymas	13,00	Serumas Raudonas	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-25) °C	SK Impeks	-	-	-
MAISTO NETOLERAVIMO TYRIMAI										
10004	Maisto netoleravimo testas FOOD DETECTIVE	125,00	Kraujas Violetinis Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Raudona mikrovetė	+	Tą pačią dieną	24 val. (+2...+8)°C Ilgą laiką (-20) °C	Rankinis testas	-	-	Specifinių maisto alergenu IgG nustatymas

10006	Maisto netoleravimo tyrimas EUROLINE-FOOD atliekamas analizatoriumi (108 produktai)	215,00	Serumas Raudonas	-	Penktadieniais	14 dienų +2-+8 °C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
10011	Maisto netoleravimo tyrimas EUROLINE-FOOD atliekamas analizatoriumi (216 produktų)	360,00	Serumas Raudonas	-	Penktadieniais	14 dienų +2-+8 °C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
10027	FOX maisto netoleravimo tyrimo paketas	250,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė (paimti dvi mikrovetes)	+	III ir V *Kraujo ėminys laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	14 dienų (+2...+8)°C	Fox	-	-	Kietos fazės imunofermentinis
UŽKREČIAMŲ LIGŲ SUKELĖJŲ TYRIMAI										
17224	Laimo boreliozės IgM nustatymas	12,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	2 d.d.	6 dienos (+2...+8)°C 2 mėnesiai (-15...-20) °C	Alegria	Neigiamas <20; Ribinis 20-25; Teigiamas ≥25	U/ml	ELISA
17223	Laimo boreliozės IgG nustatymas	12,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	2 d.d.	6 dienos (+2...+8)°C 2 mėnesiai (-15...-20) °C	Alegria	Neigiamas <20; Ribinis 20-25; Teigiamas ≥25	U/ml	ELISA
17227	Laimo boreliozės IgM imunoblotingo nustatymas	35,00	Serumas Raudonas	-	Trečiadieniais *Kraujo ėminys laboratoriją turi pasiekti iki antradienio 14 val.	Iki 14 dienų +2-+8 °C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
17226	Laimo boreliozės IgG imunoblotingo nustatymas	35,00	Serumas Raudonas	-	Trečiadieniais *Kraujo ėminys laboratoriją turi pasiekti iki antradienio 14 val.	Iki 14 dienų +2-+8 °C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
17193	Toxoplasma gondii IgM nustatymas	12,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	3 dienas (+25) °C 3 sav. (+2...+8) °C 3 mėnesiai (-20) °C	SK Impeks	-	-	-
17194	Toxoplasma gondii IgG nustatymas	12,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	3 dienas +25 °C 3 sav. (+2...+8)°C 3 mėnesiai (-20) °C	SK Impeks	-	-	-
17105	Mycoplasma pneumoniae IgM nustatymas	12,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	3 d. d.	6 dienos (+2...+8) °C	Alegria	Neigiamas <20; Ribinis 20-25; Teigiamas ≥25	-	ELISA
17107	Mycoplasma pneumoniae IgG nustatymas	12,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	3 d. d.	6 dienos (+2...+8) °C	Alegria	Neigiamas <20; Ribinis 20-25; Teigiamas ≥25	-	ELISA
17114	Chlamydia pneumoniae IgG nustatymas	12,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	3 d. d.	6 dienos (+2...+8) °C	Alegria	Neigiamas <20; Ribinis 20-25; Teigiamas ≥25	-	ELISA
17113	Chlamydia pneumoniae IgM nustatymas	12,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	3 d. d.	6 dienos (+2...+8) °C	Alegria	Neigiamas <20; Ribinis 20-25; Teigiamas ≥25	-	ELISA
17901	Chlamydia trachomatis IgG nustatymas	15,00	Serumas Raudonas	-	3 d. d.	6 dienos (+2...+8) °C	Alegria	Neigiamas <20; Ribinis 20-25; Teigiamas ≥25	-	ELISA
17902	Chlamydia trachomatis IgM nustatymas	15,00	Serumas Raudonas	-	3 d. d.	6 dienos (+2...+8) °C	Alegria	Neigiamas <20; Ribinis 20-25; Teigiamas ≥25	-	ELISA

17168	Žmogaus imunodeficitu viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai (su ŽIV1 O)	8,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	2 dienos (+2...+8)°C	Rankiniai testas	Neigiamas	-	Imunochromatografija
17169	Žmogaus imunodeficitu viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag (įskaitant grupę 0) nustatymas imunofermentiniu metodu	8,00	Serumas Raudonas	-	II ir IV	7 d. (+15...+25) °C 4 savaitės (+2...+8) °C 3 mėn. (-20)°C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
17218	Sifiliui nustatyti RPR testas	7,00	Serumas Raudonas	-	Tą pačią dieną	48 val. (+2...+8)°C 1 mėn. (-20) °C	Rankinis testas	Neigiamas	-	Precipitacijos reakcija
17220	TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenų	7,00	Serumas Raudonas	-	III ir V	24 val (+2...+8) °C 1 mėn. (-20) °C	Rankinis testas	Neigiamas	-	Hemagliutinacijos reakcija
17232	Candida antigeno (Manano) nustatymas	19,00	Serumas Raudonas	-	7 d.d.	Po centrifugavimo serumas užšaldomas (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
17231	Aspergillus antigeno (Galaktomanano) nustatymas imunofermentiniu metodu	45,00	Serumas Raudonas	-	7 d.d.	Po centrifugavimo serumas užšaldomas (-15...-20) °C	VšĮ VUL LMC	-	-	-
17204	Toxocara canis IgG antikūnų nustatymas	13,00	Serumas Raudonas	-	10 d.d.	5 dienos (+2...+8) °C 1 mėn. (-15... -20) °C	SK Impeks	-	-	-
17181	Erkinio encefalito IgM nustatymas	11,00	Serumas Raudonas	-	Antradieniais *Kraujo ėminys laboratoriją turi pasiekti iki pirmadienio 14 val.	14 dienas (+2...+8) °C 1 mėn. (≤-20) °C	SK Impeks	-	-	-
17182	Erkinio encefalito IgG nustatymas	11,00	Serumas Raudonas	-	Antradieniais *Kraujo ėminys laboratoriją turi pasiekti iki pirmadienio 14 val.	14 dienas (+2...+8) °C 1 mėn. (≤-20) °C	SK Impeks	-	-	-
17972	Tyrimas povakcininiam Erkinio encefalito IgG vertinimui	20,00	Serumas Raudonas	-	8 d.d.	14 dienų (+2...+8) °C 1 mėn. (-15... -20) °C	SK Impeks	-	-	-
17101	IgA antikūnų Yersinia enterocolitica nustatymas	14,00	Serumas Raudonas	-	3 d.d.	6 dienos (+2...+8) °C	Alegria	Neigiamas <20; Ribinis 20-25; Teigiamas ≥25	-	ELISA
17102	IgG antikūnų Yersinia enterocolitica nustatymas	14,00	Serumas Raudonas	-	3 d.d.	6 dienos (+2...+8) °C	Alegria	Neigiamas <20; Ribinis 20-25; Teigiamas ≥25	-	ELISA
VIRUSOLOGINIAI TYRIMAI										
15924	Tymų virusas IgG	16,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	5 dienos (+2...+8)°C 6 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
15923	Tymų virusas IgM	16,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	5 dienos (+2...+8)°C 6 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
17137	Herpes simplex viruso SV1 ir SV2 (bendro abiems tipams) IgM nustatymas	14,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	5 dienos (+2...+8)°C 6 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
17508	Herpes simplex viruso SV1 ir SV2 (bendro abiems tipams) IgG nustatymas	14,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	5 dienos (+2...+8)°C 6 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
17138	Herpes simplex viruso SV1 (pirmo tipo) IgG nustatymas	25,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	5 dienos (+2...+8)°C 6 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
17139	Herpes simplex viruso SV2 (antro tipo) IgG nustatymas	14,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	5 dienos (+2...+8)°C 6 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-

17143	Varicella zoster (Vėjaraupių) viruso (VZV) IgG nustatymas	23,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	3 d.d.	6 dienos (+2...+8)°C	Algeria	Neigiama <50; Ribinė reikšmė 50-100; Teigiamas >100	mIU/ml	ELISA
17142	Varicella zoster viruso (Vėjaraupių) (VZV) IgM nustatymas	23,00	Serumas Raudonas	-	7 d.d.	1 mėn. (-15...-20) °C Po centrifugavimo atskirtas ir užšaldytas kraujo serumas pristatomas užšaldytas	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
17096	Kokliušo sukėlėjo IgA antikūnų nustatymas	21,00	Serumas Raudonas	-	3 d.d.	6 dienos (+2...+8) °C	SK Impeks	-	-	-
17097	Kokliušo sukėlėjo IgG antikūnų nustatymas	21,00	Serumas Raudonas	-	3 d.d.	6 dienos (+2...+8) °C	Alegria	Visiems: <50	IU/ml	ELISA
17207	Echinococcus (granulosus) nustatymas	35,00	Serumas Raudonas	-	7 d.d.	Ilgiau (+2...+8)°C	SK Impeks	-	-	-
17209	Echinococcus multilocularis nustatymas	35,00	Serumas Raudonas	-	7 d.d.	Ilgiau (+2...+8)°C	SK Impeks	-	-	-
17509	Kiaulių gripo viruso (H1N1) nustatymas	42,00	Serumas Raudonas	-	7 d.d.	1 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
18913	Kačių įdrėskimo liga (Bartonella Hensellae) IgG antikūnių nustatymas	30,00	Serumas Raudonas	-	7 d.d.	Informacija tel. 2476417	SK Impeks	-	-	-
18914	Kačių įdrėskimo liga (Bartonella Hensellae) IgM antikūnių nustatymas	30,00	Serumas Raudonas	-	7 d.d.	Informacija tel. 2476417	SK Impeks	-	-	-
17128	Citomegalo viruso CMV IgG tyrimas	12,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	7 dienas (+25) °C 4 sav. (+2...+8)°C 6 mėn. (-20) °C	SK Impeks	-	-	-
17125	Citomegalo viruso CMV IgM tyrimas	12,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	7 dienas (+25) °C 4 sav. (+2...+8)°C 6 mėn. (-20) °C	SK Impeks	-	-	-
17175	Raudonukės (Rubella) viruso IgG nustatymas	13,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	3 dienos (+15...+25) °C 3 savaitės (+2...+8) °C 3 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
17176	Raudonukės (Rubella) viruso IgM nustatymas	13,00	Serumas Raudonas	-	Trečiadieniais	3 dienos (+15...+25) °C 3 savaitės (+2...+8) °C 3 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
17122	Ebštein-Barro viruso (EBV) IgG antikūnų nustatymas	12,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	3 d.d.	6 dienos (+2...+8) °C	Alegria	Neigiamas <20; Ribinis 20-25; Teigiamas ≥25	-	ELISA
17121	Ebštein-Barro viruso (EBV) IgM antikūnų nustatymas	12,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	3 d.d.	6 dienos (+2...+8) °C	Alegria	Neigiamas <20; Ribinis 20-25; Teigiamas ≥25	-	ELISA
COVID-19 TYRIMAI										
17299	SARS-CoV-2-anti-S kiekybinis antikūnų (tame tarpe ir IgG) prieš spyglio baltymą nustatymas	20,00	Serumas Raudonas	-	3 d.d.	3 dienos (+15...+25) °C 14 dienų (+2...+8) °C 3 mėn. (-15...-20) °C Mėginius galima užšaldyti 3 kartus.	SK Impeks	<0.80 Neigiamas; ≥0.80 Teigiamas	BAU/mL	ECLIA
17305	Su skiedimu: SARS-CoV-2-anti-S kiekybinis antikūnų (tame tarpe ir IgG) prieš spyglio baltymą nustatymas Δ Šis tyrimas atliekamas tada, kai yra žinoma, kad antikūnų kiekis serume gali būti >250 U/mL	27,00	Serumas Raudonas	-	3 d.d.	3 dienos (+15...+25) °C 14 dienų (+2...+8) °C 3 mėn. (-15...-20) °C Mėginius galima užšaldyti 3 kartus.	SK Impeks	<0.80 Neigiamas; ≥0.80 Teigiamas	BAU/mL	ECLIA

17308	SARS-CoV-2 anti-RBD kiekybinis IgG antikūnų prieš spyglio baltymo RBD domeną nustatymas	15,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė (paimti dvi mikrovetes)	+	II ir IV	3 dienos (+2...+8) °C Ilgiau (-15...-20) °C	Maglumi 4000	<4.33 Neigiamas; >=4.33 Teigiamas	BAU/mL	CLIA
19578	SARS-CoV-2 antigeno (Ag) nustatymas/rapid antigen test	23,00	Tepinėlis iš nosies	-	Tą pačią dieną	Atlikti iškart	ACON/Aegle/ Siemens	Nerasta	-	Imunochromatografija
19546	Extra: SARS-CoV-2 (RT-PGR/PCR)	110,00	Tepinėlis iš nosiaryklės	-	Tą pačią dieną	72 val. (+2...+8) °C	Cobas Liat/GeneXpert	Nerasta	-	PGR
19544	SARS-CoV-2 (Koronaviruso) RT-PGR/PCR	70,00	Tepinėlis iš nosiaryklės	-	24-36 val.	72 val. (+2...+8) °C	Quant Gene 9600	Nerasta	-	PGR
AUTOIMUNIAI ŽYMENYS										
18001	Antikūnų prieš branduolio antigenus nustatymas (angl. ANA)	17,00	Serumas Raudonas	-	3 d.d.	6 dienos (+2...+8) °C	Alegria	Neigiama <1.0; Ribinė reikšmė 1.0-1.2; Teigiama >1.2	Indeksas	ELISA
18002	Antikūnų prieš neutrofilų citoplazmos antigenus nustatymas (angl. ANCA)	17,00	Serumas Raudonas	-	3 d.d.	6 dienos (+2...+8) °C	Alegria	Neigiama <1.0; Teigiama >1.0	Indeksas	ELISA
18003	Antikūnų prieš mitochondrijų antigenus nustatymas (angl. AMA)	27,00	Serumas Raudonas	-	4 d.d.	14 d. (+2...+8) °C 1 mėn. (-15...-20) °C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15910	Antikardiolipiniai antikūnai (ACA)	25,00	Serumas Raudonas	-	7 d.d.	4 val. (+15...+25) °C 24 val. (+2...+8) °C 1 mėn. (-15...-20) °C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
18934	Tyrimai dėl antifosfolipidinio sindromo (LA; AK prieš kardiopliną IgG, IgM; AK prieš beta2 - glikoproteiną I)	64,00	Serumas 1 Raudonas ir Plazma 1 Žydras mėgintuvėlis	-	7 d.d.	4 val. (+2...+8) °C 1 mėnuo (-15...-20) °C Kuo greičiau pristatyti į laboratoriją.	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15170	Adrenalino koncentracijos nustatymas Δ	60,00	Plazma 2 Violetiniai mėgintuvėliai	-	7-14 d.d.	Atskirtą plazmą užšaldyti (12 val. gali stovėti šaldytuvo sąlygomis). 1 mėn. -20C. Transportuoti leduose.	Synlab	-	-	-
15171	Noradrenalino koncentracijos nustatymas Δ	60,00	Plazma 2 Violetiniai mėgintuvėliai	-	7-14 d.d.	Atskirtą plazmą užšaldyti (12 val. gali stovėti šaldytuvo sąlygomis). 1 mėn. -20C. Transportuoti leduose.	Synlab	-	-	-
18971	Nefrinai (metanefrinas, normetanefrinas)		Plazma Violetinis	-	2-3 sav.	Atskirti plazmą ir iškart užšaldyti (-15...-20) °C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15172	Dopamino koncentracijos nustatymas radioimuniniu metodu	80,00	Plazma 3 Violetiniai mėgintuvėliai	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-25)°C	SK Impeks	-	-	-
18930	Laštelinio imuniteto nustatymas (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19)	160,00	Kraujas Violetinis	-	Iki 5 d.d.	48 val. (+15...+25) °C. Geriausia tyrimą atlikti tą pačią dieną (per 12 valandų)	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
SUNKIEJI METALAI										
15937	Aliuminis kraujyje	40,00	Serumas Spec. baltas mėgintuvėlis	-	10-20 d.d.	7 dienas (+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15938	Arsenas kraujyje	40,00	Serumas Spec. baltas mėgintuvėlis	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
15939	Berilis kraujyje	40,00	Šlapimas Steril. Ind.	-	10-20 d.d.	7 dienas (+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-

15940	Švinas kraujyje	40,00	Kraujas Violetinis	-	10-20 d.d.	7 dienas (+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15941	Chromas kraujyje	40,00	Serumas Spec. baltas mėgintuvėlis	-	10-20 d.d.	(+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15942	Kobaltas kraujyje	40,00	Serumas Spec. baltas mėgintuvėlis	-	10-20 d.d.	(+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15943	Fluoridas kraujyje	40,00	Serumas Spec. baltas mėgintuvėlis	-	10-20 d.d.	(+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15944	Aužas kraujyje	40,00	Serumas Spec. baltas mėgintuvėlis	-	10-20 d.d.	(+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15945	Manganas kraujyje	40,00	Serumas Spec. baltas mėgintuvėlis	-	10-20 d.d.	(+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15946	Molibdenas kraujyje	40,00	Serumas Spec. baltas mėgintuvėlis	-	10-20 d.d.	(+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15947	Nikelis kraujyje	40,00	Serumas Spec. baltas mėgintuvėlis	-	10-20 d.d.	(+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15948	Paladis kraujyje	40,00	Serumas Spec. baltas mėgintuvėlis	-	10-20 d.d.	(+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15949	Sidabras kraujyje	40,00	Kraujas Violetinis	-	10-20 d.d.	(+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15950	Talis kraujyje	40,00	Serumas Raudonas/Kraujas Violetinis	-	10-20 d.d.	7 dienas (+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15951	Bismutas kraujyje	40,00	Serumas Spec. baltas mėgintuvėlis	-	10-20 d.d.	(+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15952	Gyvsidabris kraujyje	40,00	Kraujas Violetinis	-	10-20 d.d.	(+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15953	Alavas kraujyje	40,00	Serumas Spec. baltas mėgintuvėlis	-	10-20 d.d.	(+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15973	Varis kraujyje	40,00	Serumas Raudonas	-	10-20 d.d.	(+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15954	Titanas serume kraujyje	58,00	Kraujas Violetinis	-	10-20 d.d.	(+2...+8) °C Nešaldyti	SK Impeks	-	-	-
15956	Jodas serume kraujyje	50,00	Serumas Spec. baltas mėgintuvėlis	-	10-20 d.d.	1 mėnesiai (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
15913	Selenas kraujyje	40,00	Serumas Spec. baltas mėgintuvėlis	-	10-20 d.d.	1 mėnesiai (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI										
17100	Helicobacter pylori IgG antikūnų kokybinis nustatymo testas	11,00	Serumas Raudonas	+	Tą pačią dieną	3 d. (+2...+8)°C Ilgiau (-15...-20) °C	Rankinis testas	Neigiamas	-	Kokybinis imunotyrimas
17099	Helicobacter pylori IgA kiekybinis antikūnų nustatymas	12,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	3 d.d.	6 dienas (+2...+8)°C	Alegria	Neigiama <20; Ribinė reikšmė 20-25; Teigiama >25	U/ml	ELISA
17933	Helicobacter pylori IgG kiekybinis antikūnų nustatymas	12,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	3 d.d.	6 dienas (+2...+8)°C	Alegria	Neigiama <20; Ribinė reikšmė 20-25; Teigiama >25	U/ml	ELISA
15202	Valproininė rūgštis	27,00	Serumas Raudonas	-	1 d.d.	2 dienos (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8) °C 1 mėn. (-15...-20) °C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
15191	Folio rūgštis	18,00	Serumas (vengti saulės šviesos) Raudonas	-	I, III ir V *Kraujo ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	2 dienos (+2...+8) °C Ilgiau (-15...-20) °C	Rezus.lt Šiauliai	Visiems 7-45,1	nmol/l	CLIA

15903	Kaulų rezorbcijos žymuo (beta-Cross Laps) Δ	18,00	Serumas/Plazma Raudonas/Violetinis	-	10-20 d.d.	Serumas: 6 val. (+15...+25) °C 8 val. (+2...+8) °C 3 mėn. (-15...-20) °C Plazma: 4 val. (+15...+25) °C 8 val. (+2...+8) °C 3 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
15167	Aldosteronas	40,00	Plazma Violetinis	-	7 d.d.	48 val. (+2...+8) °C 1 mėn. (-15...-20) °C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
18943	Bendras prokalogeno tipas propeptidas PINP	26,00	Serumas Raudonas	-	10-20 d.d.	24 val. (+15...+25) °C 5 dienos (+2...+8) °C 6 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
18009	Atikūnų prieš dvispiralę DNR (anti-dsDNR) tyrimas	15,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	5 dienos (+2...+8) °C 6 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
18982	Antidiurezinis hormonas	30,00	Plazma Violetinis	-	-	-	SK Impeks	-	-	-
15215	Antikūnų prieš acetilcholino receptorių nustatymas	42,00	Serumas Raudonas	-	14 d.d.	5 dienos (+2...+8) °C 6 mėn. (-15...-20) °C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
18909	Antikūnai prieš Trichineles IgG (Trichineliozė)	15,00	Serumas Raudonas	-	14 d.d.	(+2...+8) °C	SK Impeks	-	-	-
17510	Serotonino nustatymas Δ	55,00	Serumas/Plazma Raudonas/Violetinis	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
18942	Chromograninas A (neuroendokrinių auglių žymuo)	50,00	Serumas Raudonas	-	2-3 sav.	Po centrifugavimo iškart užšaldyti serumą (-15...-20) °C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
18965	Androstendionas	22,00	Serumas Raudonas	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
18950	Inhibinas B	48,00	Serumas Raudonas *Kraujas imamas 3-5 menstruacijų ciklo dieną	-	10-20 d.d.	48 val. (+2...+8) °C 1 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
18043	Žmogaus leukocitų antigenas ŽLA B27 tėkmės citometrijos būdu Δ	42,00	Plazma Žalias/ Violetinis	-	7 d.d.	Iki 6 val. (+15...+25) °C Pristatyti ėminių laboratoriją iki 12 val. Penktadieniais ir prieš švenčių dienas laboratorija ėminių nepriima.	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
INFEKCIJŲ NUSTATYMAS PGR METODU										
19037	Chlamydia trachomatis (PGR) šlapime	18,00	Šlapimas Steril. ind.	-	3-7 d.d.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama (+2...+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	SK Impeks	-	-	PGR
19038	Neisseria gonorrhoeae (PGR) šlapime	18,00	Šlapimas Steril. ind.	-	3-7 d.d.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama (+2...+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	SK Impeks	-	-	PGR
19519	Mycoplasma genitalium (PGR) šlapime	18,00	Šlapimas Steril. ind.	-	3-7 d.d.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama (+2...+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	SK Impeks	-	-	PGR
19602	Ureaplasma spp. (PGR) šlapime	18,00	Šlapimas Steril. ind.	-	3-7 d.d.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama (+2...+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	SK Impeks	-	-	PGR

19551	Gardnerella vaginalis (PGR) šlapime	18,00	Šlapimas Steril. ind.	-	3-7 d.d.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama (+2...+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	SK Impeks	-	-	PGR
19554	Trichomonas vaginalis (PGR) šlapime	18,00	Šlapima Steril. ind.	-	3-7 d.d.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama (+2...+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	SK Impeks	-	-	PGR
19552	Atopobium vaginae (PGR) šlapime	18,00	Šlapimas Steril. ind.	-	3-7 d.d.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama (+2...+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	SynLab	-	-	PGR
19550	3-ių LPI paletė (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genitalium) nustatymas šlapime (PGR)	35,00	Šlapimas Steril. ind.	-	3-7 d.d.	Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama (+2...+8) °C 1 d.d. laikotarpyje	SK Impeks	-	-	PGR
19044	4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų šlapime (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) nustatymas PG	45,00	Šlapimas Steril. ind.	-	I ir III *Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	7 dienos (+2...+8) °C Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama (+2...+8) °C	Rezus.It Šiauliai	Nerasta	-	PGR
19041	7-ių LPI paletė (Chlamydia trachomatis, ureaplasma parvum, mycoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonos vaginalis) nustatymas šlapime (PGR)	60,00	Šlapimas Steril. ind.	-	I ir III *Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	7 dienos (+2...+8) °C Tiriamoji medžiaga turi būti transportuojama (+2...+8) °C	Rezus.It Šiauliai	Nerasta	-	PGR
19046	10-ies lytiškai plintančių sukėlėjų šlapime (LPL) (Chlamydia trachomatis, Chlamydia trachomatis LGV, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae) nustatymas PGR	85,00	Šlapimas Steril. ind.	-	3-7 d.d.	5 dienos (+2...+8) °C Ilgiau (-20) °C	Synlab	Nerasta	-	PGR
19500	Chlamydia trachomatis (PGR)	18,00	Nuograndos	-	3-7 d.d.	4 sav. (+15...+25) °C arba (+2...+8) °C	SK Impeks	-	-	PGR
19501	Neisseria gonorrhoea (PGR)	18,00	Nuograndos	-	3-7 d.d.	4 sav. (+15...+25) °C arba (+2...+8) °C	SK Impeks	-	-	PGR
19502	Mycoplasma hominis (PGR)	18,00	Nuograndos	-	3-7 d.d.	4 sav. (+15...+25) °C arba (+2...+8) °C	SK Impeks	-	-	PGR
19503	Mycoplasma genitalium (PGR)	18,00	Nuograndos	-	3-7 d.d.	4 sav. (+15...+25) °C arba (+2...+8) °C	SK Impeks	-	-	PGR
19504	Ureaplasma spp. (PGR)	18,00	Nuograndos	-	3-7 d.d.	4 sav. (+15...+25) °C arba (+2...+8) °C	SK Impeks	-	-	PGR
19505	Gardnerella vaginalis (PGR)	18,00	Nuograndos	-	3-7 d.d.	4 sav. (+15...+25) °C arba (+2...+8) °C	SK Impeks	-	-	PGR
19506	Trichomonas vaginalis (PGR)	18,00	Nuograndos	-	3-7 d.d.	4 sav. (+15...+25) °C arba (+2...+8) °C	SK Impeks	-	-	PGR
19507	Candida Albicans (PGR)	18,00	Nuograndos	-	3-7 d.d.	4 sav. (+15...+25) °C arba (+2...+8) °C	SK Impeks	-	-	PGR

19513	Herpes Simplex virusas (SV1/2) PGR	18,00	Nuograndos	-	3-7 d.d.	4 sav. (+15...+25) °C arba (+2...+8) °C	SK Impeks	-	-	PGR
19550	3 lytiškai plintantys sukėlėjai PGR: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genitalium	35,00	Nuograndos	-	3-7 d.d.	4 sav. (+15...+25) °C arba (+2...+8) °C	SK Impeks	-	-	PGR
16911	4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) nustatymas PGR	45,00	Nuograndos	-	I ir III * Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	4 sav. (+15...+25) °C arba (+2...+8) °C	Rezus.It Šiauliai	Nerasta	-	PGR
19041	7-ių LPL paletė (Chlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, mycoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonos vaginalis) nustatymas (PGR)	60,00	Nuograndos	-	I ir III * Ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	4 sav. (+15...+25) °C arba (+2...+8) °C	Rezus.It Šiauliai	Nerasta	-	PGR
19043	10-ies LPL paletė (Chlamydia trachomatis, chlamydia trachomatis LGV, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, mycoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonos vaginalis, gardnerella vaginalis, atopobium vaginae) nustatymas (PGR)	85,00	Nuograndos	-	3-7 d.d.	4 sav. (+15...+25) °C arba (+2...+8) °C	SK Impeks	-	-	PGR
19541	Kokliušo (Bordetella pertussis) kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjų nustatymas iš gerklės nuograndų PGR metodu	25,00	Nuograndos	-	5d. d.	7d. (+2...+8) °C	SynLab	-	-	-
19536	Bakterinės vaginozės paletė (Gardnerella vaginalis, atopobium vaginae) PGR		Nuograndos (vyrams gali būti renkamas ir šlapimas)	-	3-7 d.d.	5 d. (+2...+8)°C 20 mėn. (-20) °C	Synlab	-	-	PGR
CITOPATOLOGINIAI TYRIMAI										
16084	Onkocitologinis gimdos kaklelio tepinėlis	12,00	Nuograndos	-	5-7 d.d.	Iki 4 sav. (+15...+25) °C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
19526	Onkocitologinis gimdos kaklelio tepinėlis skystoje terpėje (tyrimas+ ThinPrep terpė)	29,00	Nuograndos	-	5-7 d.d.	Iki 4 sav. (+15...+25) °C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
19555	CINtec PLUS tyrimas iš skystosios terpės	49,00	Nuograndos	-	10-20 d.d.	Iki 4 sav. (+15...+25) °C	SK Impeks	-	-	-
ŽPV TYRIMAI										
19548	ŽPV nustatymas MOKAMAS - aukštos rizikos (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) genotipų nustatymas RL-PGR metodu (CFX-96) + ThinPrep skysta terpė	52,00	Nuograndos	-	2 d.d.	4 sav. (+15...+25) °C arba (+2...+8) °C	Rezus.It Šiauliai	Nerasta	-	RT-PGR
19547	TIK KLINIKOMS: ŽPV nustatymas PROGRAMA - aukštos rizikos (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) genotipų nustatymas RL-PGR metodu (CFX-96)	0,00	Nuograndos	-	2 d.d.	4 sav. (+15...+25) °C arba (+2...+8) °C	Rezus.It Šiauliai	Nerasta	-	RT-PGR

19558	Skystoji terpė Thin PREP	12,00	Tik skysta terpė	-	-	-	-	-	-	-
ODOS, NAGŲ, PLAUKŲ MIKROSKOPINIAI TYRIMAI										
14033	Demodekozės (demodex erkutės) mikroskopinis tyrimas: akių vokų blakstienos	5,00	Akių vokų blakstienos	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14034	Demodekozės (demodex erkutės) mikroskopinis tyrimas: veido odos nuograndos	5,00	Veido odos nuograndos	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14001	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės kojos 1-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14002	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės kojos 2-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14003	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės kojos 3-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14004	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės kojos 4-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14005	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės kojos 5-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14011	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės rankos 1-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14012	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės rankos 2-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14013	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės rankos 3-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14014	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės rankos 4-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14015	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (dešinės rankos 5-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14006	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės kojos 1-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14007	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės kojos 2-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14008	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės kojos 3-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14009	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės kojos 4-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14010	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės kojos 5-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-

14016	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės rankos 1-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14017	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės rankos 2-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14018	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės rankos 3-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14019	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės rankos 4-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14020	Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kairės rankos 5-as nagas)	5,00	Nagai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14029	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (delno oda)	5,00	Oda	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14022	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (galvos oda)	5,00	Oda	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14025	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kojos oda)	5,00	Oda	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14032	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kūno oda: kirkšnis)	5,00	Oda	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14030	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kūno oda: kojos tarpupirščiai)	5,00	Oda	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14031	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (kūno oda: padų odos nuograndos)	5,00	Oda	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14027	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (nugaros oda)	5,00	Oda	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14023	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (pažastų oda)	5,00	Oda	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14028	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (pilvo oda)	5,00	Oda	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14024	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (po krūtinės oda)	5,00	Oda	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14026	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (rankos oda)	5,00	Oda	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14021	Odos mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (veido oda)	5,00	Oda	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
14035	Plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (plaukas)	5,00	Plaukai	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
16918	Burnos gleivinės (liežuvio) nuograndų del Candidamikozės mikroskopinis tyrimas	10,00	Nuograndos	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
16920	Niežų erkutės (angl. Scabies) mikroskopinis tyrimas	10,00	Nuograndos	-	II, III, IV	5 dienas (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI										
17039	Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti	22,00	Oda, nagai, plaukai Transportinė terpė	-	Neigiamas 4 d. Teigiamas 7 d.	24 val. (+15...+25) °C	VŠĮ VUL SLMC	-	-	-
17500	Tepinėlio iš genitalijų pasėlis dėl BHS	15,00	Tepinėlis Transportinė terpė	-		Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C	Rezus.lt Šiauliai	-	-	-

17021	Tepinėlis iš ausų	17,00	Tepinėlis Transportinė terpė	-	Visi neigiami pasėliai auginami iki 2 d.d. Jeigu yra bakterijos augimas ir reikalingas antibiotikogramos nustatymas, tai užtrunka iki 6 d.d.	Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
17954	Tepinėlis iš nosies	17,00	Tepinėlis Transportinė terpė	-		Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
17903	Tepinėlis iš gerklės	17,00	Tepinėlis Transportinė terpė	-		Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
17020	Tepinėlis iš akių	17,00	Tepinėlis Transportinė terpė	-		Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
17019	Tepinėlis iš žaizdos	17,00	Tepinėlis Transportinė terpė	-		Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
17033	Išmatų profilaktinis pasėlis	17,00	Išmatos	-		Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
17032	Išmatų diagnostinis pasėlis	24,00	Išmatos	-		Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
17001	Skreplių pasėlis	24,00	Skrepliai	-		Ne daugiau 24 val. (+2...+8)°C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
17006	Šlapimo pasėlis	17,00	Šlapimas	-	Iki 5 d.d.	Ne daugiau 24 val. (+15...+25) °C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
17952	Motinos pieno pasėlis	24,00	Pienas	-	Iki 7 d.d.	Ne daugiau 24 val. (+2...+8) °C	Rezus.It Šiauliai	-	-	-
17010	Kraujo pasėlis automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams)	35,00	2 buteliukai po 8-10 ml kraujo: BD Bactec™ Plus Aerobic/F ir BD Bactec™ Plus Anaerobic/F	-	Neigiamas	24 val. (+15...+25) °C	VšĮ VUL SLMC	-	-	-
CELIAKINĖS LIGOS IŠTYRIMAS										
15934	Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgA (suaugusiems)	13,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	3 d.d.	5 dienos (+2...+8) °C 6 mėn. (-15...-20)°C	Alegria	Visiems: <10	U/ml	ELISA
15935	Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgG (suaugusiems)	13,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	3 d.d.	5 dienos (+2...+8) °C 6 mėn. (-15...-20)°C	Alegria	Visiems: <10	U/ml	ELISA
18013	Anti-gliadininiai antikūnai IgA (vaikams iki 12m.)	13,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	3 d.d.	5 dienos (+2...+8) °C 6 mėn. (-15...-20)°C	Alegria	Neigiama <12.0;	U/ml	ELISA
18012	Anti-gliadininiai antikūnai IgG (vaikams iki 12m.)	13,00	Serumas Raudonas Kapiliarinis kraujas Balta mikrovetė	+	3 d.d.	5 dienos (+2...+8) °C 6 mėn. (-15...-20)°C	Alegria	Neigiama <12.0;	U/ml	ELISA
17938	Diagnostinis paketas dėl celiakinės ligos (Antikūnai prieš audinių transglutaminazę anti-tTG IgA; Anti-gliadininiai antikūnai IgA ir IgG klasės; Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgA (Anti-DGP-IgA); Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgG (Anti-DGP-IgG); IgG endomiziumo antikūnai (IgG-Ema); ŽLA haplotipų DQ2/DQ8, lemiančių celiakinės ligos vystymąsi, nustatymas (PGR))	85,00	Serumas ir Plazma 2 Raudoni ir 1 Violetinis mėgintuvėlis	-	7 d.d.	72 valandas (+2...+8) °C 1 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
CUKRIŅIO DIABETO TYRIMAI										
15925	Anti-GAD (antikūnai prieš glutamo rūgšties dekarboksilazę)	32,00	Serumas Raudonas	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-25) °C	SK Impeks	-	-	-

15928	Anti-IA2 (autoimuninių antikūnų prieš kasos beta ląsteles)	32,00	Serumas Raudonas	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-25) °C	SK Impeks	-	-	-
17936	Anti-IAA (antikūnai prieš insuliną)	32,00	Serumas Raudonas	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-25) °C	SK Impeks	-	-	-
17937	Anti-ICA (autoantikūnų nustatymas)	32,00	Serumas Raudonas	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-25) °C	SK Impeks	-	-	-
15135	Insulinas	16,00	Serumas Raudonas	-	2 d.d.	4 val. (+15...+25) °C 24 val. (+2...+8) °C 6 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
18988	Homeostazės vertinimo modelis – Rezistentiškumas Insulinui (Insulinas, proinsulinas, Homaindeksas)	72,00	Serumas ir EDTA Raudonas ir Violetinis mėgintuvėlis *Užsakant Homeostazės vertinimo modelį būtina papildomai užsakyti gliukozės koncentracijos nustatymą (serume arba plazmoje)	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-25) °C	SK Impeks	-	-	-
NĖŠČIŪJŲ TYRIMAI										
15932	Nėščiąjų tyrimas (nuo II trimestro) dėl Dauno sindromo, trisomijos 18 ir nervinio vamzdelio defekto	35,00	Serumas Raudonas *SVARBU - echoskopija ir kraujo paėmimas turi būti atliekamas tą pačią nėštumo savaitę. Tarpas tarpe echoskopijos ir kraujo paėmimo negali būti didesnis nei 2 dienos.	-	Trečiadieniais	3 dienos (+2...+8) °C 3 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
15933	Nėščiąjų tyrimas (nuo I-jo trimestro 11-13+6 d. sav.) dėl Dauno bei Edward's ir Patau's sindromų rizikos vertinimo	35,00	Serumas Raudonas *SVARBU - echoskopija ir kraujo paėmimas turi būti atliekamas tą pačią nėštumo savaitę. Tarpas tarpe echoskopijos ir kraujo paėmimo negali būti didesnis nei 2 dienos.	-	Trečiadieniais	8 val. (+15...+25) °C 7 dienos (+2...+8) °C 10 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
VITAMINŲ TYRIMAI (ĖMINIAI, SKIRTI ATLIKTI VITAMINŲ TYRIMUS, TURI BŪTI APSAUGOTI NUO ŠVIESOS)										
15193	Vitamino B12 nustatymas	20,00	Serumas Raudonas (Saugoti nuo šviesos)	-	I, III ir V *Kraujo ėminius laboratorija turi gauti iki tyrimų atlikimo dienos.	8 val. (+15...+25) °C 24 val. (+2...+8) °C Ilgiau (-20) °C	Rezus.lt Šiauliai	<1 m. 159-1500; 1-2 m. 267-1500; 2-8 m. 258-1013; 8-14 m. 201-1046; 14-18 m. 179-719; >18 m. 180-914.	pg/ml	-
15177	Vitamino D koncentracijos nustatymas (25-hidroksivitaminas D)	15,00	Serumas Raudonas (Saugoti nuo šviesos) Kapiliarinis kraujas Balta mikrovėtė (paimti dvi mikrovėtes)	+	Tą pačią dieną	8 val. (+10...+30) °C 7 dienos (+2...+8) °C 12 mėn. (-20) °C	Maglumi 4000	Pakankamumas: 75-250; Deficitas: <25; Nepakankamumas: 25-75; Toksiškumas: >250	nmol/l	CLIA

15931	Vitaminas D3 (siunčiamas į Vokietiją, vadinasi 1,25-(OH)2-D3 nustatymas)	44,50	Serumas Raudonas (Saugoti nuo šviesos) Δ Vitamino tyrimui visada imti atskirą mėgintuvėlį	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
18918	Vitamino B1 nustatymas	42,00	Kraujas Violetinis (Saugoti nuo šviesos) Δ Vitamino tyrimui visada imti atskirą mėgintuvėlį	-	10-20 d.d.	Iš karto laikyti tamsoje (+2...+8)°C	SK Impeks	-	-	-
18919	Vitamino B2 nustatymas	42,00	Kraujas Violetinis (Saugoti nuo šviesos) Δ Vitamino tyrimui visada imti atskirą mėgintuvėlį	-	10-20 d.d.	Iš karto laikyti tamsoje (+2...+8)°C	SK Impeks	-	-	-
18920	Vitaminas B5 (Panteno rūgštis)	55,00	Serumas Raudonas (Saugoti nuo šviesos) Δ Vitamino tyrimui visada imti atskirą mėgintuvėlį	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
18921	Vitamino B6 nustatymas	42,00	Plazma Violetinis (Saugoti nuo šviesos) Δ Vitamino tyrimui visada imti atskirą mėgintuvėlį	-	10-20 d.d.	1 diena (+2...+8) °C 1 mėn. (-15...-20) °C Iš karto centrifuguoti ir atpilti plazmą, kurią laikyti tamsoje	SK Impeks	-	-	-
18916	Vitamino A nustatymas	42,00	Serumas Raudonas (Saugoti nuo šviesos) Δ Vitamino tyrimui visada imti atskirą mėgintuvėlį	-	10-20 d.d.	Iškarto laikyti tamsoje (+2...+8)°C	SK Impeks	-	-	-
18908	Vitamino C nustatymas	69,00	Serumas Raudonas (Saugoti nuo šviesos) Δ Vitamino tyrimui visada imti atskirą mėgintuvėlį	-	7 d.d.	Atskirtą serumą iškart užšaldyti 2 sav. (-20) °C	SynLab	-	-	-
18907	Vitamino E nustatymas	27,00	Serumas Raudonas (Saugoti nuo šviesos) Δ Vitamino tyrimui visada imti atskirą mėgintuvėlį	-	10-20 d.d.	Iš karto laikyti tamsoje (+2...+8)°C	SK Impeks	-	-	-
18923	Vitaminas K (Filochinonas)	40,00	Serumas Raudonas (Saugoti nuo šviesos) Δ Vitamino tyrimui visada imti atskirą mėgintuvėlį	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-20) °C Iš karto centrifuguoti, atpilti serumą ir sušaldyti, apsaugoti nuo šviesos	SK Impeks	-	-	-
18922	Biotinas (Vitaminas H) nustatymas	42,00	Serumas Raudonas (Saugoti nuo šviesos) Δ Vitamino tyrimui visada imti atskirą mėgintuvėlį	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-20) °C	SK Impeks	-	-	-
18917	Beta-karotino nustatymas Δ 12 val. prieš nevalgyti morkų, persikų ir kt. vaisių, daržovių žalios spalvos	42,00	Serumas Raudonas (Saugoti nuo šviesos) Δ Vitamino tyrimui visada imti atskirą mėgintuvėlį	-	10-20 d.d.	1 mėn. (-15...-20) °C Iš karto centrifuguoti ir atpilti serumą, kurį laikyti tamsoje	SK Impeks	-	-	-

PASTABOS

- Δ Tiriant bilirubiną serumas negali stovėti ilgesnį laiką šviesoje ar neatskirtas nuo krešulio. Šviesa ardo bilirubiną ir mažina jo kiekį kraujo serume. Tyrimą rekomenduojama atlikti tą pačią dieną.
- Δ Kalio tyrimą iš kraujo serumo rekomenduojama atlikti tą pačią dieną, išskyrus atvejus, kai kraujo serumas yra atskirtas nuo kitų kraujo forminių elementų ir atpiltas į Eppendorf mėgintuvėlį.
- Δ Natrio tyrimą iš kraujo serumo rekomenduojama atlikti tą pačią dieną, išskyrus atvejus, kai kraujo serumas yra atskirtas nuo kitų kraujo forminių elementų ir atpiltas į Eppendorf mėgintuvėlį.
- Δ Tiriant magnį šlapime, reikia jį parūgštinti iki pH 1 su konc. HCl.
- Δ Tiriant fosforą šlapime, reikia jį parūgštinti iki pH <3 su konc. HCl.
- Δ Atliekant kreatinino, albumino ir kortizolio nustatymą paros šlapime, reikia rinkti šlapimą 24 val., išmatuoti jo tūrį ir atpiltą šlapimą į sterilų indelį, pristatyti į laboratoriją.
- Δ Atliekant serumo baltymų frakcijos geriausia iš karto dėti serumą į šaldytuvą, po 3 dienų pranyksta b2 frakcija, vengti hemolizės, Šaldyti ne vėliau kaip po 8 val. po paėmimo. Užsakant serumo baltymų frakciją, reikalingas ir bendro baltymo tyrimas.
- Δ Atliekant 17-hidroksiprogesterono kiekybinį nustatymą, o centrifugavimo atskirtas ir užšaldytas kraujo serumas gabenamas ledų vonelėje.
- Δ Atliekant kalcitonino tyrimą, po centrifugavimo atskirtas ir užšaldytas kraujo serumas pristatomas užšaldytas.
- Δ Norint atlikti AKTH tyrimą, ėminį reikia imti į atšaldytą Violetinį mėgintuvėlį. Ėminys gabenamas tarp ledų, į PTL pristatomas visas kraujo mėginys, kuris turi būti tarp ledų.
- Δ Triptazės mėginys imamas ne anksčiau kaip po 15 min ir ne vėliau kaip po 3 val. nuo anafilaksinės reakcijos pradžios.
- Δ Atliekant serotonino nustatymą reikia 2 ml serumo ir iš karto centrifuguoti, serumą atskirti į mėgintuvėlį be priedų ir užšaldyti arba 2 ml EDTA plazmos ir ne vėliau kaip po 30 min centrifuguoti, atskirti plazmą į mėgintuvėlį be priedų ir užšaldyti.
- Δ Atliekant kaulų rezorbcijos žymuo (beta-Cross Laps) tyrimą rekomenduojama kraują surinkti ryte, nevalgius. Pirmenybė turėtų būti teikiama K2 arba K3_x005fEDTA plazmai, nes ji išlieka stabili ilgiau nei serumas.
- Δ Atliekant žmogaus augimo hormono kiekybinį nustatymą, o centrifugavimo atskirtas ir užšaldytas kraujo serumas gabenamas ledų vonelėje.
- Δ Atliekant Žmogaus leukocitų antigenas ŽLA B27 tėkmės citometrijos būdu, pristatyti ėminį į PTL iki 12val.
- Δ Atliekant Beta-karotiną 12 val. prieš nevalgyti morkų, persikų ir kt. vaisių, daržovių žalios spalvos.
- Δ Atliekant Renino (aktyvumas kraujo plazmoje) nustatymą, rekomenduojama imti ėminį: pacientui nevalgius;„judant“, kai pacientas prieš tai stovėjo 30 min.; „ramybėje“, kai pacientas prieš tai ramiai gulėjo 30 min..